

Bipolar Instruments Series

function by design
BiTech
bipolar scissors


function by design
WAVE

bipolar double joint instruments

function by design
Bipolar Forceps






バイポーラケーブル Bipolar Cables



2ピンプラグ

2ピンプラグ
アングル

BiTech
WAVE

 マーチン, ベルヒトール エースクラップ GK 55, GN 60	3 m	80100043		80100083
	5 m			80100087
 BOWA, Valleylab, Lamidey EMC 29 mm	3 m	80100053	80100153	80100084
	5 m			80100088
 Erbe, EMC/Dolley 22 mm	3 m	80100044	80100064	80100080
	5 m			80100104

電気メス本体側

医療機器届出番号：27B1X00040000148

製造販売元

JSS 株式会社ジェイ エス エス

<http://www.jssco.co.jp/>

本社：〒541-0045 大阪市中央区道修町1丁目6番7号 北浜MIDビル14階
TEL 06-6222-3751 ・ FAX 06-6222-3750

仙台営業所：TEL 022-719-7675 ・ FAX 022-719-7670
東京営業所：TEL 03-5363-8470 ・ FAX 03-5363-8475
名古屋営業所：TEL 052-744-5771 ・ FAX 052-744-5772
大阪営業所：TEL 06-6222-3757 ・ FAX 06-6222-3756
福岡営業所：TEL 092-436-9831 ・ FAX 092-436-9832


●ここに掲載した製品の仕様は、改良などの理由により予告なしに変更することがあります。
●ここに掲載した製品の価格は、弊社の「価格表」をご覧ください。なお価格は、諸般の事情により予告なしに変更することがありますので、予めご了承下さい。

代理店


BiTech およびWAVEのコネクタープラグはリングハンドルの片方だけに存在します。これにより、使用中のケーブルの相互干渉が大幅に減少します。接続ケーブルは、ほぼすべての一般的な高周波発生器と互換性を持っています。



切断中の凝固



切断前の凝固



ピンポイント凝固




ゾーン凝固



長さ	BiTech デリケート シザーズ	BiTech スタンダード シザーズ	WAVE クランプ	WAVE シザーズ
28 cm	85728120	85728110		
27 cm			85765010	85765012
23 cm	85723120	85723110		
21 cm	85721120	85721110		
18 cm	85718120	85718110		


医療機器認証番号：224ACBZX00027000



max
300
Vp

長さ	先端幅	マクファーソン 直	マクファーソン 曲	ジュエラー 直	ジュエラー 曲
110mm	0.25mm			81611100	81611110
70mm	0.45mm	81607001	81607011		
110mm	0.60mm			81611101	81611111

医療機器認証番号：224ACBZX00027000



max
500
Vp

長さ	先端幅	クッシング	バイオネット	カーブ
220mm	0.3mm		81622300	
	1.0mm	81622201	81622301	
	2.0mm		81622302	
200mm	0.3mm		81620300	
	1.0mm	81620201	81620301	
180mm	0.3mm	81618200	81618300	
	1.0mm	81618201	81618301	
170mm	1.0mm			81617401
150mm	0.3mm	81615200		
	1.0mm	81615201		

医療機器認証番号：224ACBZX00027000

max
300
Vp