



UNIMAX

UNIMAX MEDICAL SYSTEMS INC.

A Clear surgical field
A Safer operating room



UNIMAX
排煙チューブ



JSS 株式会社ジェイ エス エス

UNIMAX

A Simple solution for hazardous Aerosols

ユニマックス 排煙チューブ

UNIMAX SMOKE EVACUATION TUBING

手術現場のスモーク管理が簡単にできるようになり、サージカルスモークから患者と医療従事者を守ります。

- ・ 良好な術野を確保。
- ・ 手術室内の臭いを軽減。
- ・ トロッカーのガスポートに接続して使用。



ローラーランプ

タオルランプ

■ 高品質フィルター採用：

- ・ ePTFEメンブレンフィルター＋活性炭フィルター
- ・ 細菌ろ過効率：99.9999%*
- ・ ウイルスろ過効率：99.9998%*

*Test result obtained from Nelson Laboratories

品番	品名	規格	入数
FSE105000	ユニマックス 排煙チューブ		10個/箱
FSE205000	ユニマックス 排煙チューブ	タオルランプ付	10個/箱
FSE305000	ユニマックス 排煙チューブ	ローラーランプ付	10個/箱

医療機器届出番号:27B1X00040000229

製造販売元

JSS 株式会社ジェイエスエス

本社：〒541-0045 大阪府中央区道徳町1丁目6番7号 北館MIDビル4階
TEL 06-6222-3751 FAX 06-6222-3750
<http://www.jssco.co.jp/>

東京営業所：TEL 03-5363-8470 FAX 03-5363-8475
大阪営業所：TEL 06-6222-3757 FAX 06-6222-3756
福岡営業所：TEL 092-436-9831 FAX 092-436-9832