



Mediflex®

SURGICAL PRODUCTS



**Surgical Holders,
Positioning Arms, and
Laparoscopic Instruments**

Surgical Holder & Positioning Arms

メディフレックス アームシステム

FlexArm[™] Plus

レールクランプ組み込み型一体型システム



FlexArm[™] Plus

ユニバーサルポストマウントシステム



StrongArm[™]



スコープ・レトラクターや内視鏡器具を保持し、ハンズフリーを提供する固定用アーム

- 調整に完全リセットの必要がないため、術中も調整が可能
- 人間アシストかのような柔軟な位置決めが可能
- 高い耐久性
- セットアップが非常に簡単
- スタッフの負担を軽減

StrongArmTM

ストロングアーム



品番 : 73000
ストロングアーム
フロントマウント
レールクランプ付



品番 : 73000-SA
ストロングアーム
ショートアーム
フロントマウント
レールクランプ付



品番 : 73001-TM
ストロングアーム
トップマウント
レールクランプ無




品番 : 69099
レールクランプ

ストロングアーム 箇所別寸法

品番	73000	73000-SA / 73001-SA	73001-TM
A - B ポスト長 (調整範囲)	38.1cm (8.9-29.2cm)	38.1cm (8.9-29.2cm)	57cm (8.9-48.2cm)
B - C 中間部分	26.6cm	26.6cm	26.6cm
C - D 末端部分	33cm	20.3cm	33cm

※73001-SA及びTMはレールクランプ無



FlexArm™ Plus フレックスアーム

レールクランプ組み込み型一体型システム


品番 : 99045-QC
フレックスアーム
プラス



品番 : 99702
フレックスアーム
プラス ロング



フレックスアーム プラス 一体型システム 箇所別寸法		
品番	99045-QC	99702
A - B ポスト長	24.1cm	24.1cm
B - C フレックス 部分	40.6cm	53.3cm



FlexArm™ Plus フレックスアーム

ユニバーサルポストマウントシステム




品番 : 69098
ロングリーチポール

品番 : 69099
品名 : レールクランプ



品番 : 99056-QC
フレックスアーム
プラスオンリー

フレックスアーム プラス ポストマウントシステム 箇所別寸法		
品番	69098	99056-QC
A - B ポスト長 (調整範囲)	41.9cm (5.1-40.6cm)	-
B - C 水平部 リーチ長	41.9cm	-
D - E フレックス 部分	-	41.9cm



メディフレックス アームシステム ホルダー／ネイサンソン レバーフック

ホルダー各種

Mediflexのフレックスアーム、ストロングアームはともに様々なデバイスをホールド可能で、いずれのアクセサリもアーム先端ヘワンタッチで接続できます。



クイックホルダー



品番：72162
品名：クイックグリップホルダ
10mm径



品番：72163
品名：クイックグリップホルダ
5mm径

広レンジホルダー




品番：69706
品名：ステンレスホルダ
3.5-12.5mm径



品番：69707
品名：デルリン樹脂ホルダ
1.5-12.5mm径

ネイサンソンレバーフック

ネイサンソンフックは、鏡視下で低侵襲に肝臓の圧排を行う理想的なシステムです。各種サイズのフックを取り揃えており、肥満患者から小児を含むすべての患者の手術に対応します。




ネイサンソン
挿入動画へ

品名	品番	サイズ	径	計測箇所					
				A	B	C	D	E	F
ネイサンソン レバーフック	69738	Ex Small	5.0mm	1.3cm	2.3cm	2.3cm	4.6cm	5.1cm	14cm
	69735-3	Small	3.0mm	1.3cm	3.8cm	4.1cm	5.8cm	8.9cm	14cm
	69703	Small	5.0mm	1.3cm	3.8cm	4.1cm	5.8cm	8.9cm	14cm
	69704	Medium	5.0mm	2.5cm	5.1cm	5.6cm	7.9cm	12.7cm	19.1cm
	69705	Large	5.0mm	3.8cm	7.6cm	7.6cm	11.4cm	17.8cm	27.2cm
ロボティックネイサンソン レバーフック	69703-R9	Small	5.0mm	1.3cm	3.8cm	4.1cm	5.8cm	8.9cm	5.1cm
	69704-R9	Medium	5.0mm	2.5cm	5.1cm	5.6cm	7.9cm	12.7cm	5.1cm
	69705-R9	Large	5.0mm	3.8cm	7.6cm	7.6cm	11.4cm	17.8cm	5.1cm
	69736-XL-R9	Medium	6.5mm	4.3cm	5.1cm	5.6cm	7.9cm	12.7cm	5.1cm
	69736-XL-R12	Medium	6.5mm	4.3cm	5.1cm	5.6cm	7.9cm	12.7cm	8.1cm

アームの組み合せ例




デバイスホールド例



使用例



ロボットアームに干渉しない患者近くの目立たない位置に配置されたロボティックネイサンレバーフック (シャフト長9cm)



フレックスアームシステムとスネークレトラクターを使った肝臓挙上の一例



フレックスアームシステムとマニピュレーターホルダーを組み合わせたセッティング例

Suture Grasper Devices

スーチャーグラスパーシリーズ & グラスパーガイド




使用方法へ



臨床試用動画①へ



臨床試用動画②へ



スーチャーグラスパー セーフパス **New**

品番 : D2001


ブラントチップが突出して臓器穿孔のリスクを低減



スーチャーグラスパー カーブ **New**

品番 : D1001-C

- ・困難な位置にある縫合糸へ簡単にアプローチ可能
- ・カーブを活用することで、腹壁の厚い患者へも対応可能



スーチャーグラスパー ストレート

品番 : D1001

一般的に使用するスタンダードタイプ

グラスパーガイド

特殊な角度が付いており、
腹壁縫合糸の筋層への誘導が容易

New

品番 : 94415
11.6cm

品番 : 94420
9cm



品名	品番	規格	入数	JANCD	薬事番号
スーチャーグラスパー	D1001			4560261632045	※ 1
スーチャーグラスパー セーフパス	D2001	15cm 14G	10 本/箱	4560261638580	※ 1
スーチャーグラスパー カーブ	D1001 - C			4560261638597	※ 1
グラスパーガイド	94420	10 -12mm 9cm	1 本/パック	4560261632052	※ 2
	94415	10 -12mm 11.6cm		4560261637927	※ 2

Cutting Edge[™]

カッティングエッジ 内視鏡下手術用鉗子



絶縁処理を
施したTip

ネジ山をシリコンカバーで覆うことで
組織接触による熱傷を防ぎます



鍵穴ボールとソケットによる接続デザインで
ネジ緩みによる脱落を防ぎます

組み立て
簡単！

- 軽量なりユーザブルシャフト付ハンドル
- 耐久性の高いレーデル素材
- フラッシュポートにより洗浄が容易
- 絶縁処理されたシャフト



品名	品番	規格	包装単位
カッティングエッジ ハンドル	91383TI	5mm 33cm	1個/箱
カッティングエッジ ハンドル	91383-26TI <small>※受注発注品</small>	5mm 26cm	
カッティングエッジ ハンドル	91383-45TI <small>※受注発注品</small>	5mm 45cm	
カッティングエッジ メツエンバウム	91710-10	1.9cm	10個/箱
カッティングエッジ メツエンバウム	91720-10	1.6cm ストレート	
カッティングエッジ メツエンバウム	91730-10	1.25cm ミニ	
カッティングエッジ フック剪刀	91740-10		
カッティングエッジ メリーランド剥離鉗子	91750-10	1.9cm	

メディフレックス ラパロ持針器

5mm
X
36cm



～手に収まるフィット感が良く、握りやすい軽量ハンドル～

Long Lasting 3-Part System

インサート

シャフト

ハンドル

3-Parts セット

ストレート (両手)

92021-I



レフトカーブ (右手)

92022-I



ライトカーブ (左手)

92023-I



シャフト

92020-S



ハンドル

92020-H



ストレート

92021

レフトカーブ

92022

ライトカーブ

92023

医療機器届出番号：27B1X00040000214

メディフレックス ラパロフレックスレトラクター

※洗浄・滅菌バリデーション取得済み (米国認定第三者機関)



フィンガー
品番 91680

4.5 cm



5mm x 38cm

スネーク アングル (S)
品番 91682-A

6.0 cm



5mm x 32cm

スネーク アングル (L)
品番 91683-A

8.0 cm



5mm x 32cm

フラッシュポートを前方に設置する事で
内腔洗浄をより確実に出来るようになり、
操作ノブもより大きく操作し易くなりました

アングルタイプ
先端側面図



メディフレックス
アームシステムとの
組合せ使用例

医療機器届出番号：27B1X00040000213


スコープウォーマー

ディスポーザブルスコープ加温パック


～ 曇るスコープからの卒業 ～

術中におけるスコープの曇りを簡単に低減する術前加温ウォーマー

- 滅菌済みディスポーザブルパック
- 高額機器の導入が不要で高い費用対効果
- 簡単操作で1分以内に加温
- 化学反応で発熱するため電気・水が不要
- ロボット支援手術に最適
- レンズの損傷を防ぐ柔軟パック
- 様々なスコープサイズに適合
- 大きな収納スペース不要



操作方法



1) アクティベーションチップを音が鳴るまで数回押し曲げてください。液体が反応して全体が結晶化するまで待ちます。

2) スコープをウォーマーに挟み、スナップボタンを閉じ平らな場所に置いて数分加温してください。

SIMPLE • INEXPENSIVE • EFFECTIVE

品名	品番	規格	包装単位
スコープウォーマー	74005-20	18cm x 5cm	20個/箱

法第二条第四項適用外

Arm system

品名	品番	規格	入数	JANCD	承認番号
レールクランプ	69099		1個/バック	4560261632120	※1
ストロングアーム レールクランプ付	73000	70トマウント	1セット/バック	4560261632717	※1
ストロングアーム ショートアーム	73000-SA	70トマウント		4560261632410	※1
ストロングアーム ショートアーム	73001-SA	70トマウント	1本/バック	4560261634285	※1
ストロングアーム	73001-TM	70トマウント		4560261632069	※1
フレックスアーム プラス	99045-QC	24cm 40cm		4560261632137	※1
フレックスアーム プラス ロング	99702	24cm 53cm		4560261633455	※1
フレックスアーム プラスオンリー	99056-QC			4560261635015	※1
ロングリーチボール	69098	42 x 42cm		4560261635022	※1
ネイサンソソ レバーフック	69738	XS 5mm		4560261632106	※1
ネイサンソソ レバーフック	69735-3	S 3mm		4560261632113	※1
ネイサンソソ レバーフック	69703	S 5mm		4560261632076	※1
ネイサンソソ レバーフック	69704	M 5mm		4560261632083	※1
ネイサンソソ レバーフック	69705	L 5mm	4560261632090	※1	
ロボティックネイサンソソ レバーフック	69703-R9	S 5mm 9cm	4560261637279	※1	
ロボティックネイサンソソ レバーフック	69704-R9	M 5mm 9cm	4560261637286	※1	
ロボティックネイサンソソ レバーフック	69705-R9	L 5mm 9cm	4560261637293	※1	
ロボティックネイサンソソ レバーフック	69736-XL-R12	M 6.5mm 12cm	4560261636548	※1	
ロボティックネイサンソソ レバーフック	69736-XL-R9	M 6.5mm 9cm	4560261636531	※1	
ステンレスホルダ	69706	3.5-12.5mm	1個/バック	4560261632168	※1
デルリン樹脂ホルダ	69707	1.5-12.5mm		4560261632175	※1
クイックグリップホルダ	72162	10mm		4560261632144	※1
メディフレックスアーム用減震ケース	69760	56x26x11cm	1個	4560261634292	※2

※1 医療機器届出番号：27B1X00040000215

※2 法第二条第四項適用外

Suture Grasper

品名	品番	規格	入数	JANCD	承認番号
グラスパーガイド	94415	10-12mm 11.6cm	1本/バック	4560261637927	※1
グラスパーガイド	94420	10-12mm 9cm	1本/バック	4560261632052	※1
スーチャークラスパー	D1001	15cm 14G	10本/箱	4560261632045	※2
スーチャークラスパー カーブ	D1001-C	15cm 14G		※2	
スーチャークラスパー セーフパス	D2001	15cm 14G		※2	

※1 医療機器届出番号：27B1X00040000215

※2 医療機器届出番号：27B1X00040000217

Cutting Edge

品名	品番	規格	入数	JANCD	承認番号
カッピングエッジ ハンドル	91383-26T1	5mm 26cm	1個/箱	4560261632250	※1
カッピングエッジ ハンドル	91383-45T1	5mm 45cm		4560261632267	※1
カッピングエッジ ハンドル	91383T1	5mm 33cm		4560261632243	※1
カッピングエッジ メツツェンパウム	91710-10	1.9cm	10個/箱	4560261632199	※1
カッピングエッジ メツツェンパウム	91720-10	1.6cm 3/4ト		4560261632205	※1
カッピングエッジ メツツェンパウム	91730-10	1.25cm ミ		4560261632212	※1
カッピングエッジ フック剪刀	91740-10			4560261632229	※1
カッピングエッジ メリランド剥離鉗子	91750-10	1.9cm		4560261632236	※1

※1 医療機器認証番号：224AFBZK00125000

Instrument

品名	品番	規格	入数	JANCD	承認番号
ファンレトラクター	91671	5mm	1本/箱	4560261632755	※1
ファンレトラクター カイトスタイル 曲	91675	5mm 33cm		4560261636333	※1
ラパロフレックス フィンガー	91680	5mm 38cm		4560261632014	※1
ラパロフレックス スネーク アングル	91682-A	S 5mm 32cm		4560261632021	※1
ラパロフレックス スネーク アングル	91683-A	L 5mm 32cm		4560261632038	※1
ラパロモジュラー持針器 ハンドル	92020-H	< NULL >	1個/箱	4560261632380	※2
ラパロモジュラー持針器 シャフト	92020-S	5mm 36cm	1本/箱	4560261632397	※2
ラパロモジュラー持針器 ストレート	92021	5mm 36cm		4560261631987	※2
ラパロモジュラー持針器 インサート	92021-I	3/4ト		4560261632359	※2
ラパロモジュラー持針器 レフトカーブ	92022	5mm 36cm		4560261631994	※2
ラパロモジュラー持針器 インサート	92022-I	3/4ト		4560261632366	※2
ラパロモジュラー持針器 ライトカーブ	92023	5mm 36cm		4560261632007	※2
ラパロモジュラー持針器 インサート	92023-I	3/4ト		4560261632373	※2

※1 医療機器届出番号：27B1X00040000213

※2 医療機器届出番号：27B1X00040000214

Suture Grasper

品名	品番	規格	入数	JANCD	承認番号
スコopウォーマー	74005-20	18 x 5cm	20個/箱	4560261636326	※1

※1 法第二条第四項適用外

Arm system

品名	品番	規格	入数	JANCD	承認番号
レールクランプ	69099		1個/バック	4560261632120	※1
ストロングアーム ショートアーム	73000-SA	70トマウント		4560261632410	※1
ストロングアーム ショートアーム	73001-SA	70トマウント	1本/バック	4560261634285	※1
ステンレスホルダ	69706	3.5-12.5mm	1個/バック	4560261632168	※1
デルリン樹脂ホルダ	69707	1.5-12.5mm		4560261632175	※1

※1 医療機器届出番号：27B1X00040000215

製造販売元

JSS 株式会社ジェイ エス エス

http://www.jssco.co.jp/

本社 〒541-0045 大阪市中央区道修町1丁目6番7号 北浜MIDビル14階
TEL 06-6222-3751 FAX 06-6222-3750

仙台営業所：TEL 022-719-7675 FAX 022-719-7670
東京営業所：TEL 03-5363-8470 FAX 03-5363-8475
名古屋営業所：TEL 052-744-5771 FAX 052-744-5772
大阪営業所：TEL 06-6222-3757 FAX 06-6222-3756
福岡営業所：TEL 092-436-9831 FAX 092-436-9832



代理店



■ここに掲載した製品の仕様は、改良などの理由により予告なしに変更することがあります。
■ここに掲載した製品の価格は、弊社の「価格表」をご覧ください。なお価格は、諸般の事情により予告なしに変更することがありますので、予めご了承下さい。

ME180831-202010-03-28