



UNIMAX

UNIMAX MEDICAL SYSTEMS INC.

*Easy connection*

*Highly efficient filtration*



UNIMAX  
気腹チューブ



JSS 株式会社ジェイ エス エス

# UNIMAX

Easy connection, Highly efficient filtration

## ユニマックス 気腹チューブ



Oリング



フレキシブル



15mm



15/22mm

### ■ 高品質医療用素材を使用

- ePTFEメンブレンフィルター  
細菌ろ過効率 : 99.9999%\*  
ウイルスろ過効率 : 99.9999%\*  
\*Test result obtained from Nelson Laboratories
- 患者体内へのバクテリア・粒子の侵入を防ぎ、万が一のバックフロー時にも装置の汚染を防ぎます。
- DEHPフリー。チューブは適度な強度を持ちキンクを防ぎます。

品番	品名	規格	入数
FIF231510	ユニマックス 気腹チューブ	Oリング	10本/箱
FIF231520	ユニマックス 気腹チューブ	フレキシブル	10本/箱
FIF231530	ユニマックス 気腹チューブ	15mm	10本/箱
FIF231550	ユニマックス 気腹チューブ	15/22mm	10本/箱

医療機器届出番号: 27B1X00040000224

■ここに掲載した製品の仕様は、改良などの理由により予告なしに変更することがあります。  
■ここに掲載した製品の価格は、弊社の「価格表」をご覧ください。なお価格は、諸般の事情により予告なしに変更することがありますので、予めご了承下さい。

製造販売元

**JSS 株式会社ジェイエスエス**

本社 : 〒541-0045 大阪府中央区道徳町1丁目6番7号 北沢MIDビル4階  
TEL 06-6222-3751 FAX 06-6222-3750  
<http://www.jssco.co.jp/>

東京営業所 : TEL 03-5363-8470 FAX 03-5363-8475  
大阪営業所 : TEL 06-6222-3757 FAX 06-6222-3756  
福岡営業所 : TEL 092-436-9831 FAX 092-436-9832