



UNIMAX

UNIMAX MEDICAL SYSTEMS INC.

It's time to protect You, your Staff and Facility

病棟
処置室



IT'S SO
NEW
Clean!!

and more...

UNIMAX

ユニマックス フィルタ付吸引用チューブ



JSS 株式会社ジェイ エス エス

UNIMAX


It's time to protect You, your Staff and Facility

ユニマックス フィルタ付吸引用チューブ



品名	品番	規格	入数
ユニマックス フィルタ付吸引用チューブ	FSE505000	76cm	10個/箱

法第二条第四項適用外




■ 精密ろ過用フィルタ採用

- ・ ePTFE メンブレンフィルタ + 活性炭フィルタ
- ・ 細菌ろ過効率 : 99.9999%*
- ・ ウイルスろ過効率 : 99.9998%*


*Test result obtained from Nelson Laboratories

■ ご使用例



- ① 配管への吸引物の侵入を防ぐ止水目的のプラスチック焼結体フィルタ
 - ② 配管へのウイルスの侵入を防ぐ目的のメンブレンフィルタ
- 2つのフィルタは種類が異なるので両方つけていただく事をお勧めします。

代理店



■ここに掲載した製品の仕様は、改良などの理由により予告なしに変更することがあります。
■ここに掲載した製品の価格は、弊社の「価格表」をご覧ください。なお価格は、諸般の事情により予告なしに変更することがありますので、予めご了承下さい。

製造販売元

JSS 株式会社ジェイエスエス

本社：〒41-0045 大塚市中央区道徳1丁目6番7号 北棟1014号
TEL 06-6222-3751 FAX 06-6222-3750

東京営業所：TEL 03-5363-8470
大阪営業所：TEL 06-6222-3757
福岡営業所：TEL 092-436-9831

FAX 03-5363-8475
FAX 06-6222-3756
FAX 092-436-9832

