

BOWA


Simply Safe

BOWA セーフティ対極板



JSS 株式会社ジェイ エス エス

BOWA セーフティ対極板は 安全性を追求した構造です。




サーモグラフィー評価

BOWAセーフティ対極板は温度上昇を抑え、安全性を提供します。

93/42 COC guidelineに基づいてCEマークを取得

IEC60601-2-2 (日本産業規格JIS.T 0601-2-2:2020) で要求されている全ての試験に合格しております。



Safe

安全リング (SR) の内側に非導電部分を配置することにより、どの部分からの剥がれもモニタリングシステムで素早く検知できるようになりました。





Compact

122 mm × 128 mm のスモールサイズが貼付部位の選択肢を増やし、成人、小児共用なので在庫負担の軽減にも貢献します。


BOWAセーフティ対極板

品名	品番	包装単位	全体面積	導電面積
ユニバーサルタイプ >5kg 				
	BOWAユニバーサル デュアルSR	818-092 コード付 816-092 コードなし (5枚入)	15枚/箱 20袋/箱	135cm ² 90cm ²
	BOWAユニバーサル デュアルSR	818-112 コード付	15枚/箱	175cm ² 110cm ²
	BOWAユニバーサル シングル	817-110 コード付	15枚/箱	161cm ² 110cm ²
成人用タイプ >15kg 				
	BOWA成人用 デュアルSR	818-162 コード付	15枚/箱	239cm ² 160cm ²
	BOWA成人用 シングル	817-140 コード付	15枚/箱	185cm ² 140cm ²
小児用タイプ 5kg-15kg 				
	BOWA小児用 デュアル	818-071 コード付	15枚/箱	106cm ² 70cm ²
新生児用タイプ <5kg 				
	BOWA新生児用 デュアルSR	818-042 コード付	15枚/箱	76cm ² 40cm ²
	BOWA新生児用 シングル	817-040 コード付	15枚/箱	66cm ² 40cm ²

リユーズブルケーブル

品名		規格	品番	包装単位
	 10mm 2.5mm φ 6.3mm	シングル用4.5m	386-050	1本/袋
		デュアル用4.5m	380-050	
		ジャックコネクター4.5m	294-050	

販売名：BOWAディスプレイポータブル対極板 医療機器認証番号：225ACBZX00058000 クラスII



818-092/816-092

製品補償書


BOWA 安心サポート

品質の安全性をサポートした体制により、安心してご使用いただけます。熱傷事故に対する補償については、弊社営業担当者まで、お問い合わせください。



ARC電気メスシリーズ

弊社では、BOWA電気メスシリーズも取り揃えております。



製造販売元

代理店

JSS 株式会社ジェイ エス エス

<http://www.jssco.co.jp/>

本社：〒541-0045 大阪市中央区道修町1丁目6番7号 北浜MIDビル14階

TEL 06-6222-3751 FAX 06-6222-3750

東京営業所：TEL 03-5363-8470 FAX 03-5363-8475

大阪営業所：TEL 06-6222-3757 FAX 06-6222-3756

福岡営業所：TEL 092-436-9831 FAX 092-436-9832



●ここに掲載した製品の仕様は、改良などの理由により予告なしに変更することがあります。
●ここに掲載した製品の価格は、弊社の「価格表」をご覧ください。なお価格は、諸般の事情により予告なしに変更することがありますので、予めご了承下さい。