



UNIMAX

UNIMAX MEDICAL SYSTEMS INC.

Simple to use
unique design



UNIMAX エンドポケット



JSS 株式会社ジェイ エス エス

UNIMAX

Simple to use, unique design

ユニマックス エンドポケット



FEP857080

■ ユニークデザインで使いやすい、低コストモデル

- 開口部にフレキシブルなワイヤーを使用。
イントロデューサーから押し出された袋の口が自動で展開し、組織回収をサポートします。
- 袋はポリウレタンを使用。

品番	品番名	規格	容量	入数
FEP836080	エンドポケット	S	200mL	10 本/箱
FEP857080	エンドポケット	L	750mL	10 本/箱

販売名: ユニマックス エンドポケット 医療機器届出番号: 27B1X00040000226 クラス I

イントロデューサーには、Sサイズは「3X6」、Lサイズは「5X7」と表示されています。

■ここに掲載した製品の仕様は、改良などの理由により予告なしに変更することがあります。
■ここに掲載した製品の価格は、弊社の「価格表」をご覧ください。なお価格は、諸般の事情により予告なしに変更することがありますので、予めご了承下さい。

製造販売元

 JSS 株式会社ジエイ エス エス

本

社

https://www.jssco.co.jp/
〒541-0045 大阪府中央区船場町1丁目6番7号 北緯ビル4階
TEL 06-6222-3751 FAX 06-6222-3750

東京営業所: TEL 03-5363-8470
大阪営業所: TEL 06-6222-3757
福岡営業所: TEL 092-436-9831

FAX 03-5363-8475
FAX 06-6222-3756
FAX 092-436-9832

