



UNIMAX

UNIMAX MEDICAL SYSTEMS INC.

*Simple design
becomes your solution*



UNIMAX
シンプルトロッカー



JSS 株式会社ジェイ エス エス

UNIMAX

Simple design becomes your solution

ユニマックス シンプルロッカー



すり鉢状のヘッドに
目印をプリント
スムーズな器具挿入を
誘導します



コニカルチップのスムーズ面に
シャープなエッジをデザイン




鏡視下で視認しやすい
デザイン

品番	品名	規格	包装単位
FPT805071	ユニマックス シンプルロッカー	5mm × 7cm	5 セット/箱
FPK805071	ユニマックス シンプルロッカー キット	5mm × 7cm	5 キット/箱

販売名：ユニマックス トロッカーシステム 医療機器認証番号：228AHBZX00046000 クラスII

※キットは、内筒1本・カニューレ2本です。

代理店



製造販売元

JSS 株式会社ジェイエスエス

本社：〒541-0045 大阪府中央区船場御1丁目6番7号 北館10F
TEL 06-6222-3751 FAX 06-6222-3750

東京営業所：TEL 03-5363-8470
大阪営業所：TEL 06-6222-3757
福岡営業所：TEL 092-436-9831

FAX 03-5363-8475
FAX 06-6222-3756
FAX 092-436-9832



■ここに掲載した製品の仕様は、改良などの理由により予告なしに変更することがあります。
■ここに掲載した製品の価格は、弊社の「価格表」をご覧ください。なお価格は、諸般の事情により予告なしに変更することがありますので、予めご了承下さい。