



UNIMAX

UNIMAX MEDICAL SYSTEMS INC.

*Clear surgical field*

*Better infection prevention*



UNIMAX

ユニマックス 排煙チューブ



JSS 株式会社ジェイ エス エス

# UNIMAX


Simple solution to the removal of surgical smoke

## ユニマックス 排煙チューブ


### UNIMAX SMOKE EVACUATION TUBING

サージカルスモーク管理ができるようになり、患者と医療従事者の感染リスクの軽減に寄与します。


- 術野の確保
- 手術室内の臭いを軽減
- トロッカーのガスポートに接続して使用



FSE205010



FSE305010



FSE105000



FSE305000



FSE205000

#### ■ 精密ろ過用フィルタを使用

- eTPFEメンブレンフィルタ + 活性炭
- 細菌ろ過効率 : 99.9999%\*
- ウイルスろ過効率 : 99.9998%\*

※Test result obtained from Nelson Laboratories

品番	品名	規格	入数
FSE105000	ユニマックス 排煙チューブ		10個/箱
FSE205000	ユニマックス 排煙チューブ	タコクランプ	10個/箱
FSE305000	ユニマックス 排煙チューブ	ローラークランプ	10個/箱
<b>NEW</b> FSE205010	ユニマックス 排煙チューブ	メスルーロックコネクタ	10個/箱
<b>NEW</b> FSE305010	ユニマックス 排煙チューブ	フレキシブルコネクタ	10個/箱

販売名：ユニマックス 排煙チューブ 医療機器届出番号：27B1X00040000229 クラスI

■ここに掲載した製品の仕様は、改良などの理由により予告なしに変更することがあります。  
 ■ここに掲載した製品の価格は、弊社の「価格表」をご覧ください。なお価格は、諸般の事情により予告なしに変更することがありますので、予めご了承下さい。



製造販売元

JSS 株式会社ジエイエスエス

本

社

http://www.jssco.co.jp/  
 〒541-0045 大阪府中央区東船場1丁目6番7号 北野MIDビル4階  
 TEL 06-6222-3751 FAX 06-6222-3750

東京営業所：TEL 03-5363-8470  
 大阪営業所：TEL 06-6222-3757  
 福岡営業所：TEL 092-436-9831

FAX 03-5363-8475  
 FAX 06-6222-3756  
 FAX 092-436-9832

