

blayco®



TELIC  
GROUP

# ディスプレイザブル対極板



## Choice

小児から成人まで  
豊富な製品バリエーション

## Contact

皮膚にやさしい自社製ハイドロゲルで  
はがれにくく良好なフィット感

## Monitoring

デュアルタイプはREM™、ARM™、  
NESSY®等のモニターシステムに適合

## Support

熱傷事故に対する補償



JSS 株式会社ジェイ エス エス



## ディスプレイザブル対極板

| 品名  | 品番                             | コード                     | 包装単位  | 全体面積               | 導電部面積              |
|---|--------------------------------|-------------------------|-------|--------------------|--------------------|
|  シングル対極板<br>成人用    | 2125<br>2125-C/10<br>2125-C/00 | コードなし<br>Aコード付<br>Cコード付 | 25枚/箱 | 217cm <sup>2</sup> | 136cm <sup>2</sup> |
|  シングル対極板<br>小児用    | 2225-C/10                      | Aコード付                   | 10枚/箱 | 145cm <sup>2</sup> | 83cm <sup>2</sup>  |
|  デュアル対極板<br>成人用    | 2500-C/12                      | Bコード付                   | 25枚/箱 | 217cm <sup>2</sup> | 128cm <sup>2</sup> |
|  デュアル対極板<br>OS 成人用 | 2510<br>2510-C/12              | コードなし<br>Bコード付          | 25枚/箱 | 221cm <sup>2</sup> | 128cm <sup>2</sup> |
|  デュアル対極板<br>小児用    | 2600-C/12                      | Bコード付                   | 10枚/箱 | 145cm <sup>2</sup> | 73cm <sup>2</sup>  |

販売名: blaycoディスプレイザブル対極板  
医療機器認証番号: 220ACBZX00095000 クラス II

## リユーズブルケーブル

| 品名  | 品番    | 包装単位 | 電気メス適合機種メーカー        |
|---|-------|------|---------------------|
|  対極板ケーブル<br>(シングルタイプ用)    | T4210 | 1本/袋 | バリーラブ、エルベ、他         |
|  対極板ケーブル<br>(デュアルタイプ用)   | T4212 | 1本/袋 | バリーラブ、エルベ、コンメド 他    |
|  対極板ケーブル<br>(ジャックコネクター用) | T4200 | 1本/袋 | ポビー、メラ、マーチン、バーチャー 他 |

販売名: blaycoディスプレイザブル対極板  
医療機器認証番号: 220ACBZX00095000 クラス II

## Product Confidence Guarantee

### JSS安心サポート

品質の安全性をサポートした体制により、安心してご使用いただけます。  
熱傷事故に対する補償については、弊社営業担当者まで、お問い合わせください。



製造販売元

代理店

**JSS 株式会社ジェイ エス エス**

<http://www.jssco.co.jp/>

本社: 〒541-0045 大阪市中央区道修町1丁目6番7号 北浜MIDビル14階  
TEL 06-6222-3751 ・ FAX 06-6222-3750

東京営業所: TEL 03-5363-8470 ・ FAX 03-5363-8475

大阪営業所: TEL 06-6222-3757 ・ FAX 06-6222-3756

福岡営業所: TEL 092-436-9831 ・ FAX 092-436-9832

●ここに掲載した製品の仕様は、改良などの理由により予告なしに変更することがあります。  
●ここに掲載した製品の価格は、弊社の「価格表」をご覧ください。なお価格は、諸般の事情により予告なしに変更することがありますので、予めご了承下さい。