



UNIMAX

UNIMAX MEDICAL SYSTEMS INC.

Ergonomic design with various probes



UNIMAX
ユニフロー



JSS 株式会社ジェイ エス エス

UNIMAX

Ergonomic design with various probes

ユニマックス ユニフロー

■ 製品特徴

・ハンドル

エルゴノミックデザインで
左右どちらの手でも簡単に
操作可能

・ボタン

カラーリングにより視認可能
白：吸引、青：灌流



・スパイクピン

先端がシャープで
バッグ穿刺が容易

・クリックイン接続方式により
カニューレ交換がスムーズ

■ 電極の種類



Lフック電極



スパチュラ電極



ボタン電極



ニードル電極

品番	品名	規格	入数
FSI12805C	ユニフロー カニューレセット	28cm	10個/箱
FSI13305C	ユニフロー カニューレセット	33cm	10個/箱
FSI14505C	ユニフロー カニューレセット	45cm	10個/箱
FSI53305C	ユニフロー 電極付カニューレセット	33cm ボタン	10個/箱
FSI63305C	ユニフロー 電極付カニューレセット	33cm Lフック	10個/箱
FSI83305C	ユニフロー 電極付カニューレセット	33cm スパチュラ	10個/箱
FSA205330	ユニフロー 電極付カニューレ	33cm Lフック	10本/箱
FSA305330	ユニフロー 電極付カニューレ	33cm スパチュラ	10本/箱
FSA505330	ユニフロー 電極付カニューレ	33cm ボタン	10本/箱
FSAN05330	ユニフロー 電極付カニューレ	33cm ニードル	10本/箱

販売名:ユニマックス サクションイリゲーション 医療機器認証番号:302ACBZX00016000 クラスII

代理店



■ここに掲載した製品の仕様は、改良などの理由により予告なしに変更することがあります。
■ここに掲載した製品の価格は、弊社の「価格表」をご覧ください。
なお価格は、諸般の事情により予告なしに変更することがありますので、予めご了承ください。



製造販売元

JSS 株式会社ジエイエスエス

本

社

https://www.jssco.co.jp/
〒541-0045 大阪府中央区道徳町1丁目6番7号 北館1014号
TEL 06-6222-3751 FAX 06-6222-3750

東京営業所：TEL 03-5363-8470


大阪営業所：TEL 06-6222-3757

福岡営業所：TEL 092-436-9831

FAX 03-5363-8475

FAX 06-6222-3756

FAX 092-436-9832



USI200701-2107-03-1500-03