



UNIMAX

UNIMAX MEDICAL SYSTEMS INC.

*Minimum to Maximum
for diverse applications*



UNIMAX
ウンドリトラクター



JSS 株式会社ジェイ エス エス

UNIMAX

Minimum to Maximum for diverse applications

ユニマックス ウンドリトラクター



■ 多様な適応性

- ・ 多様な腹壁の厚さや切開長に対応します。
- ・ 内視鏡下、開腹、開胸手術を問わず、様々な術式に対応します。

■ 愛護的な開創、しっかりと創縁を保護

- ・ 創部を均一かつ愛護的に開創します。
- ・ 創縁を保護し、創環境を整えます。


■ 簡便な操作

- ・ 柔軟なリングで、切開創への挿入、巻き込みが簡便です。
- ・ 術野へ容易なアクセスを可能にし、手技をサポートします。

品番	品名	規格	切開長	入数
FWR202000	ユニマックス ウンドリトラクター	XS	2-4 cm	5個/箱
FWR202500	ユニマックス ウンドリトラクター	S	2.5-6 cm	5個/箱
FWR205000	ユニマックス ウンドリトラクター	M	5-9 cm	5個/箱
FWR209000	ユニマックス ウンドリトラクター	L	9-14 cm	5個/箱
FWR211000	ユニマックス ウンドリトラクター	XL	11-17 cm	5個/箱

販売名:ユニマックス ウンドリトラクタ 医療機器認証番号:228AHBZX00039000 クラスII

代理店



■ここに掲載した製品の仕様は、改良などの理由により予告なしに変更することがあります。
■ここに掲載した製品の価格は、弊社の「価格表」をご覧ください。なお価格は、諸般の事情により予告なしに変更することがありますので、予めご了承下さい。

製造販売元

JSS 株式会社ジェイエスエス

本

社

http://www.jssco.co.jp/
〒541-0045 大阪府中央区船場御土町目黒7号 北館10144階
TEL 06-6222-3751 FAX 06-6222-3750

東京営業所: TEL 03-5363-8470
大阪営業所: TEL 06-6222-3757
福岡営業所: TEL 092-436-9831

FAX 03-5363-8475
FAX 06-6222-3756
FAX 092-436-9832

