



UNIMAX

UNIMAX MEDICAL SYSTEMS INC.

*Easy connection*  
*High quality filtration*



UNIMAX  
気腹チューブ



JSS 株式会社ジェイ エス エス

UNIMAX

Easy connection, Highly efficient filtration

# ユニマックス 気腹チューブ



リング



フレキシブル



15mm



15/22mm

## ■ 精密ろ過用フィルタを使用

- ePTFEメンブレンフィルタ  
細菌ろ過効率 : 99.9999%\*  
ウイルスろ過効率 : 99.9998%\*

\*Test result obtained from Nelson Laboratories

品番	品名	規格	入数
FIF231510	ユニマックス 気腹チューブ	リング	10個/箱
FIF231520	ユニマックス 気腹チューブ	フレキシブル	10個/箱
FIF231530	ユニマックス 気腹チューブ	15mm	10個/箱
FIF231550	ユニマックス 気腹チューブ	15/22mm	10個/箱

医療機器届出番号: 27B1X00040000224 販売名: ユニマックス 気腹チューブ クラス I

■ここに掲載した製品の仕様は、改良などの理由により予告なしに変更することがあります。  
■ここに掲載した製品の価格は、弊社の「価格表」をご覧ください。なお価格は、諸般の事情により予告なしに変更することがありますので、予めご了承下さい。

UIT190401

2108-02-1000-05



製造販売元

JSS 株式会社ジェイエスエス

本

社

http://www.jssco.co.jp/  
〒541-0045 大阪府中央区東船場1丁目6番7号 北浜MIDビル4階  
TEL 06-6222-3751 FAX 06-6222-3750

東京営業所 : TEL 03-5363-8470  
大阪営業所 : TEL 06-6222-3757  
福岡営業所 : TEL 092-436-9831

FAX 03-5363-8475  
FAX 06-6222-3756  
FAX 092-436-9832

