



UNIMAX

UNIMAX MEDICAL SYSTEMS INC.



# UNIMAX サージカル トロッカー




JSS 株式会社ジェイ エス エス

# UNIMAX サージカル トロッカー

## ブラント トロッカー

- ・ブラントチップが挿入時の臓器  
損傷リスクを低減
- ・アンカーグリップはスライドが可能
- ・糸掛けポスト付き



## ブレードレス トロッカー

- ・フィンチップは穿刺抵抗の  
低減と腹壁損傷リスクの  
軽減を両立したデザイン




## オプティカル トロッカー

- ・クリアなチップ、オブチュレーター  
により、創部をスコープで確認  
しながらの穿刺が可能



## ユニマックス カニキュレ

- ・トロッカーのオブチュレーター（内筒）  
と組み合わせる事でポートを増設可能  
(詳しくは、最終頁の適合表をご参照ください)






## バルーン トロッカー

- ・弾力性のあるSoftFix™  
バルーンが体内で創部周縁  
にフィット
- ・5~12mm径の器具に対応  
するユニバーサルシールを  
内蔵、幅広いデバイスに対応



## ソラコ トロッカー

- ・ブラントタイプのチップが、  
挿入時の臓器損傷リスク  
を軽減



## シンプル トロッカー

- ・鏡視下で見やすいデザイン
- ・気腹ポート付き



内筒1本・カニューレ2本のキットもございます

# UNIMAX

## サージカル トロッカー

品番コード	品番名	規格	入数
FBT712100	バルーントロッカー ブラントチップ	12mm x 10cm	5セット/箱
FBT112100	バルーントロッカー オプティカル	12mm x 10cm	5セット/箱
FBT612100	バルーントロッカー ブレードレス	12mm x 10cm	5セット/箱
FBT605100	バルーントロッカー ブレードレス	5mm x 10cm	5セット/箱
FHTD12100	ユニマックス ブラントトロッカー	12mm x 10cm	5セット/箱
FVT712750	ユニマックス オプティカルトロッカー	12mm x 7.5cm	5セット/箱
FVT712100	ユニマックス オプティカルトロッカー	12mm x 10cm	5セット/箱
FVT705070	ユニマックス オプティカルトロッカー	5mm x 7cm	5セット/箱
FVT705100	ユニマックス オプティカルトロッカー	5mm x 10cm	5セット/箱
FPTD12100	ユニマックス ブレードレストロッカー	12mm x 10cm	5セット/箱
FPTD05070	ユニマックス ブレードレストロッカー	5mm x 7cm	5セット/箱
FPTD05100	ユニマックス ブレードレストロッカー	5mm x 10cm	5セット/箱
FPT805071	ユニマックス シンプルトロッカー	5mm x 7cm	5セット/箱
FPK805071	ユニマックス シンプルトロッカー キット	5mm x 7cm	5キット/箱
FTT106070	ユニマックス ソラコトロッカー	6mm x 7cm	10セット/箱
FTT111070	ユニマックス ソラコトロッカー	11mm x 7cm	10セット/箱
FTT113070	ユニマックス ソラコトロッカー	13mm x 7cm	10セット/箱
FTT115070	ユニマックス ソラコトロッカー	15mm x 7cm	10セット/箱
FTCD12100	ユニマックス カニューレ	12mm x 10cm	5個/箱
FTCD12750	ユニマックス カニューレ	12mm x 7.5cm	5個/箱
FTCD05100	ユニマックス カニューレ	5mm x 10cm	5個/箱
FTCD05070	ユニマックス カニューレ	5mm x 7cm	5個/箱

販売名：ユニマックス トロッカーシステム 医療機器認証番号：228AHBZX00046000 クラス II

### ユニマックスカニューレ 内筒適合品番表

品番コード	規格	内筒+外筒		
		オプティカル	ブレードレス	ブラント
FTCD12100	12mm x 10cm	 FVT712100	 FPTD12100	 FHTD12100
FTCD12750	12mm x 7.5cm	FVT712750		
FTCD05100	5mm x 10cm	FVT705100	FPTD05100	
FTCD05070	5mm x 7cm	FVT705070	FPTD05070	

製造販売元

代理店

 **JSS 株式会社ジェイ エス エス**

<http://www.jssco.co.jp/>

本社：〒541-0045 大阪市中央区道修町1丁目6番7号 北浜MIDビル14階  
TEL 06-6222-3751 ・ FAX 06-6222-3750

東京営業所：TEL 03-5363-8470 ・ FAX 03-5363-8475

大阪営業所：TEL 06-6222-3757 ・ FAX 06-6222-3756

福岡営業所：TEL 092-436-9831 ・ FAX 092-436-9832



●ここに掲載した製品の仕様は、改良などの理由により予告なしに変更することがあります。  
●ここに掲載した製品の価格は、弊社の「価格表」をご覧ください。なお価格は、諸般の事情により予告なしに変更することがありますので、予めご了承下さい。

UTR170401-2109-04-1000-006