



bissinger

Bipolar Instrument Series

function by design

BiTech

bipolar scissors

function by design

WAVE

bipolar double joint instruments

function by design

Bipolar Forceps



JSS 株式会社ジェイ エス エス

BiTech bipolar scissors
WAVE bipolar clamp, bipolar scissors

function by design
BiTech
 bipolar scissors

function by design
WAVE
 bipolar double joint instruments

BiTech およびWAVEのコネクタープラグはリングハンドルの片方だけに存在します。これにより、使用中のケーブルの相互干渉が大幅に減少します。接続ケーブルは、ほぼすべての一般的な高周波発生器と互換性を持っております。



切断中の凝固



切断前の凝固



ピンポイント凝固



ゾーン凝固



クランプ

シザーズ


全長	BiTech バイポーラ デリケートシザーズ	BiTech バイポーラ シザーズ	WAVE バイポーラ クランプ	WAVE バイポーラ シザーズ
28cm	85728120	85728110		
27cm			85765010	85765012
23cm	85723120	85723110		
21cm	85721120	85721110		
18cm	85718120	85718110		

max
300
Vp

1個/箱

max
300
Vp

1個/箱



全長	先端幅	バイポーラ鑷子 マクファーソン直 2P	バイポーラ鑷子 マクファーソン曲 2P	バイポーラ鑷子 ジュエラー直 2P	バイポーラ鑷子 ジュエラー曲 2P
11cm	0.25mm			81611100	81611110
	0.60mm			81611101	81611111
7cm	0.45mm	81607001	81607011		

販売名: bisingerバイポーラ電極FS 医療機器認証番号: 224ACBZX00027000 クラスII

max
500
Vp

1個/箱



全長	先端幅	バイポーラ鑷子 クッシング直 2P	バイポーラ鑷子 バイオネット直 2P	バイポーラ鑷子 カーブ 2P
22cm	0.3mm		81622300	
	1.0mm	81622201	81622301	
	2.0mm		81622302	
20cm	0.3mm		81620300	
	1.0mm	81620201	81620301	
18cm	0.3mm	81618200	81618300	
	1.0mm	81618201	81618301	
17cm	1.0mm			81617401
15cm	0.3mm	81615200		
	1.0mm	81615201		

販売名: bisingerバイポーラ電極FS 医療機器認証番号: 224ACBZX00027000 クラスII

バイポーラケーブル Bipolar Cables



2ピンプラグ






2ピンプラグ
アングル



BiTech
WAVE

電気メス本体側

マーチン、ベルヒトール エースクラップ GK55、GK60  1本/パック	3m	80100043		80100083
	5m			80100087
BOWA, Valleylab, Lamidey EMC  29 mm 1本/パック	3m	80100053	80100153	80100084
	5m			80100088
Erbe, EMC/Dolley  22 mm 1本/パック	3m	80100044	80100064	80100080
	5m			80100104

販売名：Bissinger アクセサリー 医療機器届出番号：27B1X00040000148 クラスI

製造販売元

代理店

 **JSS 株式会社ジェイ エス エス**

<http://www.jssco.co.jp/>

本 社：〒541-0045 大阪市中央区道修町1丁目6番7号 北浜MIDビル14階

TEL 06-6222-3751 ・ FAX 06-6222-3750

東京営業所：TEL 03-5363-8470 ・ FAX 03-5363-8475

大阪営業所：TEL 06-6222-3757 ・ FAX 06-6222-3756

福岡営業所：TEL 092-436-9831 ・ FAX 092-436-9832



●ここに掲載した製品の仕様は、改良などの理由により予告なしに変更することがあります。
●ここに掲載した製品の価格は、弊社の「価格表」をご覧下さい。なお価格は、諸般の事情により予告なしに変更することがありますので、予めご了承下さい。

B180427 | 2112-03-500-07