

S U N O P T I C S U R G I C A L

ヘッドライトシステムシリーズ

LED Lightsource

Wireless LED Headlight System

LED Portable Headlight System



HEADLIGHTS SYSTEM

ライトソース (光源本体)

LED ヘッドライトを取り揃えています

LED 4000 125W

品番：SSL-4000 従来の LED より自然光に近い LED 光源装置



特徴

- 最大 125WLED ライト
- 自動消灯機能搭載
- 演色性の高い LED
- マルチタレット採用 WOLF, Storz, ACMI, Olympus

ランプ性能

- 色温度：5600K
- CRI※2：92
- 照度※1：103,960Lux
- LED 寿命：30,000 時間以上
- 出力：125W

LED 2000 50W

品番：SSL-2000 コンパクトで軽量の LED 光源装置

特徴

- 軽量でコンパクト、移動や設置が容易
- マルチタレット採用 WOLF, Storz, ACMI, Olympus

ランプ性能

- 色温度：6500K
 - CRI※2：80
 - 照度※1：55,000Lux
 - LED 寿命：50,000 時間以上
 - 出力：50W
- (W117mm×H84mm×D184mm/1.14kg)



LED 2000 ワンポート

品番：SSL-2000A ACMI 用ケーブル専用の LED 光源装置

特徴

- MFI ライトケーブル他、ACMI 用ケーブルと確実な接続
- 軽量コンパクトで移動や設置が容易
- 狭深部も照射可能な大光量と色温度

ランプ性能

- 色温度：6500K
 - CRI※2：80
 - 照度※1：55,000Lux
 - LED 寿命：50,000 時間以上
 - 出力：50W
- (W118mm×H84mm×D184mm/1.14kg)



ヘッドライトセット (モジュール、バンド、ケーブル)

ヘッドライトバンド

■ RCSヘッドバンド

品番：SL-0039

- RCS(Rear Cranial Support)設計によりヘッドバンドが頭部全体にフィット
- ヘッドライトモジュール / 光ファイバーケーブルの重量を感じさせないような装着感を提供

■ スポーツヘッドバンド

品番：SPORT2

- 頭部への着脱が容易でより軽量吸汗タイプ
- 洗濯も可能



ヘッドライトモジュール

ワイドスポットと広範囲なスポット調整が可能

■ ヘッドライトモジュール

品番：SL110-MOD-HB5

20mm~110mmスポット

品番：SL140-MOD-HB5

20mm~140mmスポット

■ LEDヘッドライトセット

品番：SG40-110-VHB(SSL4000/3000 用)

20mm~110mmスポットヘッドライトモジュール
RCSヘッドバンド
ファイバーケーブル (4mm、275cm) 付き

品番：SL40-110-VHB(2000 用)

20mm~110mmスポットヘッドライトモジュール
RCSヘッドバンド
ファイバーケーブル (4mm、275cm) 付き

ワイヤレス/ポータブルヘッドライトシステム

ワイヤレス LED ヘッドライトシステム

品番：SSL-5500 軽量コンパクトなワイヤレスタイプのヘッドライト



特徴

ワイヤレスモデル

- ヘッドバンドにランプモジュール、制御装置、バッテリーホルスターを搭載
- 操作简单、ダイヤルを回すだけで電源ON/OFF、照度調整可能

仕様

ランプ性能

- 出力：10W
- 色温度：4500K
- 照度*1：30,000Lux
- CRI*2：75
- ランプ寿命：約 50,000 時間

システムスペック

- スポット径：20-110mm
- 重量 437 g (システム全体)
- バッテリー消費時間：4 時間(フル)
- バッテリー充電時間：5 時間(最長)

LED ポータブルヘッドライトシステム

品番：SSL-9500 均一で照度の高い光を供給し、組織を鮮明に照らします

特徴

ワイヤレスモデル

- バッテリー駆動によるポータブルヘッドライト
- 操作简单、ダイヤルを回すだけで電源ON/OFF、照度調整可能

仕様

ランプ性能

- 出力：10W
- 色温度：4500K
- 照度*1：70,000Lux
- CRI*2：75
- ランプ寿命：約 50,000 時間

システムスペック

- スポット径：20-110mm
- 重量 255 g (ヘッドバンドとモジュール)
- バッテリー消費時間：2 時間 30 分(フル)
- バッテリー充電時間：3 時間 30 分



※1 照度 測定距離 40cm

※2 CRI=演色評価数 演色評価数は光源から測定対象に照射した際、生じる色ずれを 0~100 で評価した指数



LED ライトソースシステム

品 名	品 番	規 格	包装単位	薬事番号
LED4000 125W	SSL-4000	125W	1台/箱	※1
LED2000 50W	SSL-2000	50W	1台/箱	※2
LED2000 ワンボート	SSL-2000A	ACMI	1台/箱	※2

※1 販売名:LEDライトソース 医療機器届出番号:27B1X00040000218 クラスI
※2 販売名:LEDライトソースシステム 医療機器届出番号:27B1X00040000150 クラスI

タイタンヘッドライト (ヘッドライトモジュール+ヘッドバンド+ライトケーブル+ジョイスティックの組み合わせをお選び下さい。)

品 名	品 番	規 格	包装単位	薬事番号
ヘッドライトモジュール	SL110-MOD-HB5	110mm スポット	1個/箱	※1
ヘッドライトモジュール	SL140-MOD-HB5	140mm スポット	1個/箱	※1
RCSヘッドバンド	SL-0039	3.5/4.0mm用	1個/箱	※2
スポーツヘッドバンド 2個入	SPORT2	65cm	1袋	※2
ウルトラグリップデュアル グレーケーブル	SU-0080	275cm 3.5mm	1個/箱	※2
ウルトラグリップデュアルクリアケーブル	SU-0087	275cm 3.5mm	1個/箱	※2
ウルトラグリップ グレーケーブル	SU-0088	275cm 3.5mm	1個/箱	※2
ジョイスティック	SL-0013		1個/袋	※2

※1 販売名:タイタンヘッドライト 医療機器届出番号:27B1X00040000155 クラスI
※2 法第二条第四項適用外

LED ヘッドライト (セットにはヘッドライトモジュール、ヘッドバンド、ライトケーブルが含まれます。)

品 名	品 番	規 格	包装単位	薬事番号
LEDヘッドライトセット	SG40-110-VHB	4mm	1セット/箱	※1
LED2000ヘッドライトセット	SL40-110-VHB	4mm	1セット/箱	※1
ヘッドライトモジュール	SL110-MOD-HB5	110mm スポット	1個/箱	※1
RCSヘッドバンド	SL-0039	3.5/4.0mm用	1個/箱	※2
スポーツヘッドバンド 2個入	SPORT2	65cm	1袋	※2
LEDデュアルケーブル	SU-0097	275cm 4mm	1本/箱	※2
LED2000デュアルケーブル	SL-0097	275cm 4mm	1本/箱	※2
ジョイスティック	SL-0013		1個/袋	※2

※1 販売名:タイタンヘッドライト 医療機器届出番号:27B1X00040000155 クラスI
※2 法第二条第四項適用外

フロアスタンド (高さ:953mm 中心からの幅 305mm 12.5kg)

品 名	品 番	規 格	包装単位	薬事番号
フロアスタンド	SSL0070TN		1台/箱	※1
フロアスタンド	SSL0070T-2	2000	1台/箱	※1

※1 法第二条第四項適用外

LED ポータブルヘッドライト / LED ワイヤレスヘッドライト (バッテリー 2 個、充電器が含まれます。)

品 名	品 番	規 格	包装単位	薬事番号
LEDポータブルヘッドライトシステム	SSL-9500	10W スポット可変	1セット/箱	※1
ワイヤレスLEDヘッドライトシステム	SSL-5500	10W スポット可変	1セット/箱	※1

※1 販売名:LEDポータブルヘッドライトシステム 医療機器届出番号:27B1X00040000151 クラスI

イルミネーションシステム その他の補充品

品 名	品 番	規 格	包装単位	薬事番号
キセノンランプモジュール	SSX0350	タイタン350フィルタ付	1個/箱	※1
ヘッドライトライナー 3個入	SL-0040	RCS交換用/バッド	1袋	※2
ガーメントクリップ 10個入	SL-0016	3.5/4.0mm用	1袋	※2
ガーメントクリップ 10個入	SL-0019	5mm用	1袋	※2
ヘッドライトヒンジエクステンション	SL-0026	RCS/スポーツ用	1個/箱	※2
ヘッドライトヒンジエクステンション	SL-0026B	5500/9500	1個/箱	※2
バッテリー	SSL-2054BE	9000/9500	1個/箱	※2
バッテリー	SSL-1821J	5500用	1個/箱	※2
充電器	SSL-3736	2054/2054BE	1個/箱	※2
充電器	SSL-8121L-C	1821J用	1個/箱	※2

※1 販売名:キセノンライトソース 医療機器届出番号:27B1X00040000223 クラスI
※2 法第二条第四項適用外

ファイバーエンドスコピックケーブル(内視鏡スコープ用)

品 名	品 番	規 格	包装単位	薬事番号
ユニバーサルエンドスコピックケーブル	EQ-BLU40U0108	275cm 4mm	1本/箱	※1
ユニバーサルエンドスコピックケーブル	EQ-BLU50U0108	275cm 5mm	1本/箱	※1
ユニバーサルケーブルアダプター	C0100	Storz	1個/パック	※2
ユニバーサルケーブルアダプター	C0101	Wolf/Dyonics	1個/パック	※2
ユニバーサルケーブルアダプター	C0102	ACMI	1個/パック	※2
ユニバーサルケーブルアダプター	C0103	Olympus	1個/パック	※2
インストゥルメントアダプター	C0200	Storz/Olympus	1個/パック	※2
インストゥルメントアダプター	C0201	Wolf/Dyonics	1個/パック	※2
インストゥルメントアダプター	C0202	ACMI Female	1個/パック	※2
インストゥルメントアダプター	C0203	Wolf/Dyonics	1個/パック	※2
インストゥルメントアダプター	C0204	ACMI Male	1個/パック	※2

※1 販売名:ユニバーサルエンドスコピックケーブル 医療機器届出番号:27B1X00040000156 クラスI
※2 法第二条第四項適用外

製造販売元



http://www.jssco.co.jp/

本 社:〒541-0045 大阪市中央区道修町1丁目6番7号 JMFビル北浜01 14F

TEL 06-6222-3751・FAX 06-6222-3750

東京営業所:TEL 03-5363-8470・FAX 03-5363-8475

大阪営業所:TEL 06-6222-3757・FAX 06-6222-3756

福岡営業所:TEL 092-436-9831・FAX 092-436-9832



代理店

