



UNIMAX

UNIMAX MEDICAL SYSTEMS INC.

*Ergonomic design with various probes*



UNIMAX  
ユニフロー



JSS 株式会社ジェイ エス エス

# UNIMAX

Ergonomic design with various probes

## ユニマックス ユニフロー




### ■ 製品特徴

#### ・ハンドル

エルゴノミックデザインで  
左右どちらの手でも簡単に  
操作可能

#### ・ボタン

カラーリングにより視認可能  
白：吸引、青：灌流



#### ・スパイクピン

先端がシャープで  
バッグ穿刺が容易

・クリックイン接続方式により  
カニューレ交換がスムーズ

### ■ 電極の種類



Lフック電極



スパチュラ電極



ニードル電極

品番	品名	規格	入数
FSI12805C	ユニフロー カニューレセット	28cm	10個/箱
FSI13305C	ユニフロー カニューレセット	33cm	10個/箱
FSI14505C	ユニフロー カニューレセット	45cm	10個/箱
FSI63305C	ユニフロー 電極付カニューレセット	33cm Lフック	10個/箱
FSI83305C	ユニフロー 電極付カニューレセット	33cm スパチュラ	10個/箱
FSA205330	ユニフロー 電極付カニューレ	33cm Lフック	10本/箱
FSA305330	ユニフロー 電極付カニューレ	33cm スパチュラ	10本/箱
FSAN05330	ユニフロー 電極付カニューレ	33cm ニードル	10本/箱

一般的名称: 内視鏡用灌流・吸引向けプローブ 販売名: ユニマックス サクションイリゲーション 医療機器認証番号: 302ACBZX00016000 クラスII

代理店

■ここに掲載した製品の仕様は、改良などの理由により予告なしに変更することがあります。  
■ここに掲載した製品の価格は、弊社の「価格表」をご覧ください。  
なお価格は、諸般の事情により予告なしに変更することがありますので、予めご了承ください。

製造販売元  
JSS 株式会社ジェイエスエス  
本社  
〒941-0045 新潟県新潟市中央区御幸1丁目6番7号JMCビル14F  
TEL 06-6222-3751 FAX 06-6222-3750  
<https://www.jscco.co.jp/>

東京営業所：TEL 03-5363-8470  
大阪営業所：TEL 06-6222-3757  
福岡営業所：TEL 092-436-9831  
FAX 03-5363-8475  
FAX 06-6222-3756  
FAX 092-436-9832



USI200701-2309-05-400-9