


# STERISアクセサリーカタログ




## ディスポーザブル洗浄ブラシ

柔らかく特殊なブラシ及び滑り止め加工のカテーテルとシンク内で見やすい先端の蛍光チップが洗浄工程を効率化します。  
選べる3種で様々な用途に対応します。



## バイオシールド鉗子栓

洗浄不要なディスポ仕様で交差感染リスクを低減します。  
さらにイリゲーター付は、処置具を挿入したままで素早いフラッシングが可能です。



## マウスピース

丈夫で装着性も快適なマウスピースがスコープやあらゆるインスツルメントの破損を防止し、様々な処置を効率化します。



マウスピース  
SP/S(サイドポート ストラップ付)



マウスピース  
標準タイプ ストラップなし

| 品 番      | 品 名                    | 規 格          | 包装単位   | 薬事番号 |
|----------|------------------------|--------------|--------|------|
| HZ711125 | バイオシールド(ディスポ鉗子栓)20個入   | 未滅菌          | 10袋/箱  | ※1   |
| HZ711133 | バイオシールド(イリゲーター)        | 未滅菌・クランプ付き   | 50個/箱  | ※1   |
| HZ712802 | ディスポーザブルマウスピース(標準)     | 開口部16mm×27mm | 100個/箱 | ※2   |
| HZ712804 | ディスポーザブルマウスピース(SP/S)   | 開口部21mm×25mm | 100個/箱 | ※2   |
| HZ711607 | ディスポーザブル洗浄ブラシ(ダブル)     | 適応鉗子口 2mm～   | 50個/箱  | ※3   |
| HZ711609 | ディスポーザブル洗浄ブラシ(コンビ)     | 適応鉗子口 2mm～   | 50個/箱  | ※3   |
| HZ711610 | ディスポーザブル洗浄ブラシ(バルブ)50個入 | ブラシ径10mm     | 1箱     | ※3   |

※1 一般的名称:内視鏡用部品アダプタ 販売名:バイオシールド 医療機器届出番号:27B1X00040000190 クラスI

※2 一般的名称:内視鏡用マウスピース 販売名:ディスポーザブルマウスピース 医療機器届出番号:27B1X00040000192 クラスI

※3 法第二条第四項適用外

製造販売元

**JSS 株式会社ジェイ エス エス**  
http://www.jssco.co.jp/

本 社：〒541-0045 大阪市中央区道修町1丁目6番7号 JMFビル北浜01 14F  
TEL 06-6222-3751・FAX 06-6222-3750

東京営業所：TEL 03-5363-8470・FAX 03-5363-8475

大阪営業所：TEL 06-6222-3757・FAX 06-6222-3756

福岡営業所：TEL 092-436-9831・FAX 092-436-9832



●ここに掲載した製品の仕様は、改良などの理由により予告なしに変更することがあります。

●ここに掲載した製品の価格は、弊社の「価格表」をご覧ください。なお価格は、諸般の事情により予告なしに変更することがありますので、予めご了承下さい。

ST230220-2311-03-1000-5