




# UNIMAX

UNIMAX MEDICAL SYSTEMS INC.

## LAPAROSCOPIC SURGERY



JSS 株式会社ジェイ エス エス

# Trocars

ユニマックス トロッカーシリーズは、従来の12mm径・5mm径のラインナップに加え、バルーントロッカーやコストを重視したシンプルトロッカー、カニューレのみのラインナップも取り揃えております。さらに、8mmブレードレスタイプが追加され、針(26cm・強弯)の出し入れや、ロボット支援下手術におけるニーズなどにもお応えいたします。

## 8mm ブレードレストロッカー

ユニバーサルシールにより、5mm~8mm径のデバイスに対応。  
26mm強弯の針が12mm径ではなく、8mm径でも使用可能。



品番	FPTD08100
仕様	8mm x 10cm
入数	5セット/箱

一般的名称：単回使用トコカールスリーブ 販売名：ユニマックス トロッカーシステム 医療機器認証番号：228AHBZX00046000 クラスII

## ブレードレストロッカー



品番	FPTD05070	FPTD05100	FPTD12100
規格	5mm x 7cm	5mm x 10cm	12mm x 10cm
入数	5セット/箱	5セット/箱	5セット/箱

一般的名称：単回使用トコカールスリーブ 販売名：ユニマックス トロッカーシステム 医療機器認証番号：228AHBZX00046000 クラスII


## オプティカルトロッカー



品番	FVT705070	FVT705100	FVT712100	FVT712750
規格	5mm x 7cm	5mm x 10cm	12mm x 10cm	12mm x 7.5cm
入数	5セット/箱	5セット/箱	5セット/箱	5セット/箱

一般的名称：単回使用トコカールスリーブ 販売名：ユニマックス トロッカーシステム 医療機器認証番号：228AHBZX00046000 クラスII

## バルーントロッカー



品番	FBT112100	FBT612100	FBT712100	FBT605100
規格	12mm x 10cm	12mm x 10cm	12mm x 10cm	5mm x 10cm
入数	5セット/箱	5セット/箱	5セット/箱	5セット/箱

一般的名称：単回使用トコカールスリーブ 販売名：ユニマックス トロッカーシステム 医療機器認証番号：228AHBZX00046000 クラスII

## ブラントトロッカー



品番	FHTD12100
規格	12mm x 10cm
入数	5セット/箱

一般的名称：単回使用トコカールスリーブ 販売名：ユニマックス トロッカーシステム 医療機器認証番号：228AHBZX00046000 クラスII

## シンプルトロッカー / シンプルトロッカーキット



品番	FPT805071	FPK805071
規格	5mm x 7cm	5mm x 7cm
入数	5セット/箱	5キット/箱

一般的名称：単回使用トコカールスリーブ 販売名：ユニマックス トロッカーシステム 医療機器認証番号：228AHBZX00046000 クラスII

## カニューレ (左ページのブレードレス・オプティカルトロッカーと一緒にご使用ください)



品番	FTCD05070	FTCD05100	FTCD12100	FTCD12750
規格	5mm x 7cm	5mm x 10cm	12mm x 10cm	12mm x 7.5cm
入数	5個/箱	5個/箱	5個/箱	5個/箱

一般的名称：単回使用トコカールスリーブ 販売名：ユニマックス トロッカーシステム 医療機器認証番号：228AHBZX00046000 クラスII

# Laparoscopic Electrodes & Instruments

ディスポーザブルの鏡視下手術用の**モノポーラ電極&シザーズ**です。  
ディスポ化により洗浄滅菌の手間を省き、シザーズにおいては、症例毎に新しい切れ味を提供いたします。



## モノポーラ電極



テフロンコーティングにより焦げ付きを低減

品番	FPS633050
品名	モノポーララパロ用スパチュラ電極
規格	33cm ハンドスイッチ 5mm
入数	10本/箱



コーティングなし

品番	FPL633050
品名	モノポーララパロ用Lフック電極
規格	33cm ハンドスイッチ 5mm
入数	10本/箱

一般的名称：単回使用高周波処置用内視鏡能動器具 販売名：ユニマックス モノポーラ ラパロインスト 医療機器認証番号：302ACBZX00035000 クラスII



## モノポーラシザーズ

### メッツェン

品番	FMS533050
品名	ユニマックス シザーズ
規格	33cm
入数	10本/箱
品番	FMS545050*
品名	ユニマックス シザーズ
規格	45cm
入数	10本/箱



### ミニメッツェン

品番	FMS533054
品名	ユニマックス シザーズ
規格	33cm ミニ
入数	10本/箱
品番	FMS545054*
品名	ユニマックス シザーズ
規格	45cm ミニ
入数	10本/箱



### 3mmシザーズ


品番	FMS533030*
品名	ユニマックス シザーズ
規格	33cm 3mm
入数	10本/箱



※ 受注発注製品です。


一般的名称：単回使用高周波処置用内視鏡能動器具 販売名：ユニマックス モノポーラ ラパロインスト 医療機器認証番号：302ACBZX00035000 クラスII

# Suction & Irrigation



ユニマックス **ユニフロー**は鏡視下手術における吸引・灌流デバイスです。  
ボタンのカラーリングによって白:吸引、青:灌流と見分けが付き、また、カニューレセットには吸引・灌流用のチューブが付いており、チューブ類接続の手間が省けます。  
また、クリックイン接続方式によってスムーズなカニューレ交換が可能です。  
モノポーラ出力が可能な電極付きのラインナップもあり、デバイスの挿抜の手間を軽減いたします。

## カニューレセット



品番	FSI12805C
品名	ユニフロー カニューレセット
規格	28cm
入数	10個/箱
品番	FSI13305C
品名	ユニフロー カニューレセット
規格	33cm
入数	10個/箱
品番	FSI14505C
品名	ユニフロー カニューレセット
規格	45cm
入数	10個/箱

## 電極付カニューレセット・電極付カニューレ



スパチュラ電極

品番	FSI83305C
品名	ユニフロー 電極付カニューレセット
規格	33cm スパチュラ
入数	10個/箱
品番	FSA305330
品名	ユニフロー 電極付カニューレ*
規格	33cm スパチュラ
入数	10本/箱



Lフック電極

品番	FSI63305C
品名	ユニフロー 電極付カニューレセット
規格	33cm Lフック
入数	10個/箱
品番	FSA205330
品名	ユニフロー 電極付カニューレ*
規格	33cm Lフック
入数	10本/箱



ニードル電極

品番	FSAN05330
品名	ユニフロー 電極付カニューレ*
規格	33cm
入数	10本/箱

一般的名称：内視鏡用灌流・吸引向けプローブ 販売名：ユニマックス サクションイリゲーション 医療機器認証番号：302ACBZX00016000 クラスII

※ 電極付カニューレはカニューレセットのシャフト部を付け替える事でご使用いただけます。



# Wound Retractor

※ J Case Report Vol.5 より



ユニマックス **ウンドリトラクター**は柔軟性の高いリングによって、着脱が容易で全方向から創部を均一にかつ愛護的に開創します。また、創部にフィットする事で創部の乾燥防止に役立ちます。\*



品番	品名	規格	切開長	入数
FWR202000	ユニマックス ウンドリトラクター	XS	2-4cm	5個/箱
FWR202500	ユニマックス ウンドリトラクター	S	2.5-6cm	5個/箱
FWR205000	ユニマックス ウンドリトラクター	M	5-9cm	5個/箱
FWR209000	ユニマックス ウンドリトラクター	L	9-14cm	5個/箱
FWR211000	ユニマックス ウンドリトラクター	XL	11-17cm	5個/箱

一般的名称：単回使用開創器 販売名：ユニマックス ウンドリトラクタ 医療機器認証番号：228AHBZX00039000 クラスII

# Endo Pocket Specimen Retrieval Bag

ユニマックス **エンドポケット**は鏡視下手術における臓器回収を容易に行うことが可能です。開口部にワイヤーを使用しており、イントロデューサーより腹腔内に押し出すと自動的に口が展開し、回収をサポートします。




品番	品名	規格	入数	イントロデューサー表記
FEP836080	エンドポケット	S	10個/箱	3×6インチ
FEP857080	エンドポケット	L	10個/箱	5×7インチ
FEP●●●●●	ポリマーエンドポケット (仮)	L	●個/箱	●×●インチ

一般的名称：単回使用開創器 販売名：ユニマックス ウンドリトラクタ 医療機器認証番号：228AHBZX00039000 クラスII

# Tubing Lineup

ユニマックス **気腹チューブ**・**排煙チューブ**は、鏡視下手術における気腹時のCO<sub>2</sub>ガスと排煙時のサージカルスモークのフィルタリングを目的とした、フィルタ付きチューブです。第三者機関においてフィルタ性能を試験済みです。\*  
排煙チューブには活性炭が含まれております。

## 気腹チューブ



\*Test result obtained from Nelson Laboratories  
・滅菌ろ過効率：99.9999%  
・ウイルスろ過効率：99.9998%

品名	ユニマックス 気腹チューブ			
品番	FIF231510	FIF231520	FIF231530	FIF231550
規格	Oリング	フレキシブル	15mm	15/22mm
入数	10個/箱	10個/箱	10個/箱	10個/箱

一般的名称：気腹用チューブ 販売名：ユニマックス 気腹チューブ 医療機器届出番号：27B1X00040000224 クラスI

## 排煙チューブ



品名	ユニマックス 排煙チューブ		
品番	FSE105010	FSE205000	FSE305000
規格		タオルクランプ	ローラークランプ
入数	10個/箱	10個/箱	10個/箱
用途	トロッカーに接続	トロッカーに接続	トロッカーに接続、流量調整可能

一般的名称：排気用チューブ 販売名：ユニマックス 排煙チューブ 医療機器届出番号：27B1X00040000229 クラスI



品名	ユニマックス 排煙チューブ		品名	ユニマックス フィルタ付吸引用チューブ	
品番	FSE205010	FSE305010	品番	FSE505000	
規格	メスルーロックコネクタ	フレキシブルコネクタ	規格	76cm	
入数	10個/箱	10個/箱	入数	10個/箱	
用途	排煙用フットスイッチ連動気腹装置でのフィルタリング	トロッカー吸引器に接続 流量調整可能	用途	病棟などの壁吸引に	

一般的名称：排気用チューブ 販売名：ユニマックス 排煙チューブ 医療機器届出番号：27B1X00040000229 クラスI

法第二条第四項適用外



※ J Case Report Vol.10 より



製造販売元

 **JSS 株式会社ジェイ エス エス**  
<http://www.jssco.co.jp/>

本社：〒541-0045 大阪市中央区道修町1丁目6番7号 JMFビル北浜01 14F  
TEL 06-6222-3751・FAX 06-6222-3750

東京営業所：TEL 03-5363-8470・FAX 03-5363-8475

大阪営業所：TEL 06-6222-3757・FAX 06-6222-3756

福岡営業所：TEL 092-436-9831・FAX 092-436-9832

●ここに掲載した製品の仕様は、改良などの理由により予告なしに変更することがあります。

●ここに掲載した製品の価格は、弊社の「価格表」をご覧ください。なお価格は、諸般の事情により予告なしに変更することがありますので、予めご了承下さい。

UM230529-2312-01-1000-32