


# Mediflex®

**SURGICAL PRODUCTS**

MADE IN 

## 総合カタログ

Surgical Holders,  
Positioning Arms, and  
Laparoscopic Instruments



# Surgical Holder & Positioning Arms

## メディフレックス アームシステム

### FlexArm™ Plus

レールクランプ組み込み型一体型システム



### FlexArm™ Plus

ユニバーサルポストマウントシステム



### StrongArm™



### StrongArm™ BSS

Bronchoscope Stabilization System  
気管支鏡保持システム



スコープ・レトラクターや内視鏡器具を保持し、ハンズフリーを提供する固定用アーム

- 調整に完全リセットの必要がないため、術中も調整が可能
- 人の腕と変わらない自由な位置決めが可能
- セットアップがシンプル
- オペチームの負担を軽減

# StrongArm<sup>™</sup>

## ストロングアーム

品番：73000

ストロングアームフロントマウント  
レールクランプ付



品番：73000-SA

ストロングアームショートアーム  
フロントマウントレールクランプ付



品番：73001-TM

ストロングアームトップマウント  
レールクランプ無




品番：69099  
品名：レールクランプ



### ストロングアーム 箇所別寸法

| 品番                      | 73000            | 73000-SA / 73001-SA | 73001-TM         |
|-------------------------|------------------|---------------------|------------------|
| A - B<br>ポスト長<br>(調整範囲) | 41cm<br>(9-29cm) | 41cm<br>(9-29cm)    | 57cm<br>(9-48cm) |
| B - C<br>中間部分           | 29cm             | 29cm                | 29cm             |
| C - D<br>末端部分           | 32cm             | 20cm                | 32cm             |

※73001-SA及びTMはレールクランプ無



# FlexArm™ Plus フレックスアーム

レールクランプ組み込み型一体型システム



品番 : 99045-QC  
フレックスアームプラス

品番 : 99702  
フレックスアームプラス ロング

ユニバーサルポストマウントシステム



品番 : 69098  
ロングリーチポール


品番 : 99056-QC  
フレックスアームプラスオンリー

品番 : 69099  
品名 : レールクランプ

| フレックスアーム プラス<br>一体型システム 箇所別寸法 |          |       |
|-------------------------------|----------|-------|
| 品番                            | 99045-QC | 99702 |
| A - B<br>ポスト長                 | 27cm     | 27cm  |
| B - C<br>フレックス<br>部分          | 41cm     | 51cm  |

| フレックスアーム プラス<br>ポストマウントシステム 箇所別寸法 |                  |          |
|-----------------------------------|------------------|----------|
| 品番                                | 69098            | 99056-QC |
| A - B<br>調整範囲<br>(ポスト長)           | 5-42cm<br>(45cm) | —        |
| B - C<br>水平部<br>リーチ長              | 42cm             | —        |
| D - E<br>フレックス<br>部分              | —                | 42cm     |

# BSS (Bronchoscope Stabilization System) 気管支鏡保持システム



品番 : 38000

**気管支鏡保持システム**  
トップマウントショートアームと固定BSSアタッチメントを  
備えたレール クランプ 付Strong Arm™ です。

セットに含まれる製品

- ・レールクランプ (品番 : 69099)
- ・BSSストレージケース※ (品番 : 38100)

別売り

- ・シリコンライナー (品番 : 99706-SL)



※運搬用のキャリーケースで  
滅菌ケースではありません。

## BSSアーム 箇所別寸法

| 品番            | 38000 |
|---------------|-------|
| A - B<br>ポスト長 | 44cm  |
| B - C<br>中間部分 | 26cm  |
| C - D<br>末端部分 | 29cm  |

# メディフレックス アームシステム

## ホルダ／ネイサンソン レバーフック/クランプ/滅菌ケース

### ホルダ各種

Mediflexのフレックスアーム、ストロングアームは  
ともに様々なデバイスをホールド可能で、いずれの  
アクセサリもアーム先端ヘワンタッチで接続できます。



UNLOCKED

LOCKED

LOCKED WITH  
TIP INSERT

品番：99706  
品名：B S S アタッチメントオンリー

品番：99706-SL  
品名：シリコンライナー



### クイックホルダ



品番：72162  
品名：クイックグリップホルダ  
10mm径

品番：72163  
品名：クイックグリップホルダ  
5mm径

### 広レンジホルダ



品番：69706  
品名：ステンレスホルダ  
3.5~15mm径


品番：69707  
品名：デルリン樹脂ホルダ  
1.5~15mm径

### ラチェットアタッチメント



品番：69708  
品名：ラチェットアタッチメント  
レトラクタープレートに適合し、Mediflexの  
アームシステムに取り付けることが可能

### ネイサンソンレバーフック



ネイサンソンフックは、鏡視下で低侵襲に肝臓の圧排を行うシステムです。  
各種サイズのフックを取り揃えており、肥満患者から小児を含むすべての患者の手術に対応します。



ネイサンソン  
挿入動画へ

| 品名                 | 品番           | 径     | サイズ      | 計測箇所  |       |       |        |        |        |
|--------------------|--------------|-------|----------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|
|                    |              |       |          | A     | B     | C     | D      | E      | F      |
| ネイサンソンレバーフック       | 69735-3      | 3.0mm | Small    | 1.3cm | 3.8cm | 4.1cm | 5.8cm  | 8.9cm  | 14cm   |
|                    | 69738        | 5.0mm | Ex Small | 1.3cm | 2.3cm | 2.3cm | 4.6cm  | 5.1cm  | 14cm   |
|                    | 69703        | 5.0mm | Small    | 1.3cm | 3.8cm | 4.1cm | 5.8cm  | 8.9cm  | 14cm   |
|                    | 69704        | 5.0mm | Medium   | 2.5cm | 5.1cm | 5.6cm | 7.9cm  | 12.7cm | 19.1cm |
|                    | 69705        | 5.0mm | Large    | 3.8cm | 7.6cm | 7.6cm | 11.4cm | 17.8cm | 27.2cm |
|                    | 69736        | 6.5mm | Medium   | 2.5cm | 5.1cm | 5.6cm | 7.9cm  | 12.7cm | 19.6cm |
|                    | 69737        | 6.5mm | Large    | 3.8cm | 7.6cm | 7.6cm | 11.4cm | 17.8cm | 27.2cm |
| ロボティックネイサンソンレバーフック | 69703-R9     | 5.0mm | Small    | 1.3cm | 3.8cm | 4.1cm | 5.8cm  | 8.9cm  | 5.1cm  |
|                    | 69704-R9     | 5.0mm | Medium   | 2.5cm | 5.1cm | 5.6cm | 7.9cm  | 12.7cm | 5.1cm  |
|                    | 69705-R9     | 5.0mm | Large    | 3.8cm | 7.6cm | 7.6cm | 11.4cm | 17.8cm | 5.1cm  |
|                    | 69736-XL-R9  | 6.5mm | Medium   | 4.3cm | 5.1cm | 5.6cm | 7.9cm  | 12.7cm | 5.1cm  |
|                    | 69736-XL-R12 | 6.5mm | Medium   | 4.3cm | 5.1cm | 5.6cm | 7.9cm  | 12.7cm | 8.1cm  |

### クランプ/滅菌ケース



品番：38113  
品名：レールエクステンション



品番：69099  
品名：レールクランプ




品番：69760  
品名：メディフレックスアーム用滅菌ケース




## アームの組み合わせ例




## デバイスホルド例




## 使用例



ロボットアームに干渉しない患者近くの目立たない位置に配置されたロボティクネイサンソンレバーフック  
(シャフト長9cm)



フレックスアームシステムとスネークレトラクターを使った肝臓挙上の一例




フレックスアームシステムとマニピュレーターホルダを組み合わせたセッティング例

# Featuring Mediflex Suture Grasper Series



丸まった先端




シャープな先端

品番:D2001

## スーチャーグラスパー セーフパス

先端が丸まった鈍タイプ。シャープな先端で穿刺し、腹腔内へ到達したら鈍の先端が押し出され、臓器の損傷リスクの軽減をサポート。



品番:D1001


## スーチャーグラスパー

穿刺力の高いシャープな先端を持つスーチャーグラスパーシリーズのスタンダードタイプ。縫合糸を掴みやすいデザイン。

## ▶ Port Closure Assistance GRASPER GUIDE

品番:94415 品番:94420 品番:94425

孔には特殊な角度が付いており、  
スーチャーを容易に筋層へと誘導できます。




1. グラスパーを開きスーチャーを腹腔内に開放します。
2. 反対の孔からスーチャーを掴みます。
3. スーチャーグラスパーを引き抜き、スーチャーの両端を腹腔外へ出します。
4. グラスパーガイドを抜くと、スーチャーは患者側に残り、マットレス縫合ができます。

縫合




# Cutting Edge<sup>TM</sup> カuttingエッジ 内視鏡下手術用鉗子



- ディスポーザブル電極
- フラッシュポートにより洗浄が容易
- 軽量・リユーザブルのハンドル
- 絶縁処理されたシャフト

ネジ山をで覆うことで組織接触による熱傷を防ぎます



鍵穴ボールとソケットによる接続デザインでネジ緩みによる脱落を防ぎます



組み立て  
簡単！



91710-10



91730-10



91720-10



91740-10



91750-10

# メディフレックス ラパロ持針器

5mm  
X  
36cm



～手に収まるフィット感が良く、握りやすい軽量ハンドル～

## Long Lasting 3-Part System

インサート

シャフト

ハンドル

3-Parts セット

ストレート (両手)  
92021-I



レフトカーブ (右手)  
92022-I



ライトカーブ (左手)  
92023-I



シャフト  
92020-S



ハンドル  
92020-H



ストレート  
92021

レフトカーブ  
92022

ライトカーブ  
92023

# メディフレックス ラパロフレックスレトラクター

※洗浄・滅菌バリデーション取得済み (米国認定第三者機関)



フィンガー  
品番 91680

4.5 cm



5mm x 38cm

スネーク アングル (S)  
品番 91682-A


6.0 cm



5mm x 32cm

スネーク アングル (L)  
品番 91683-A

8.0 cm



5mm x 32cm



フラッシュポートを前方に設置する事で  
内腔洗浄をより確実に出来るようになり、  
操作ノブもより大きく操作し易くなりました。



アングルタイプ  
先端側面図



メディフレックス  
アームシステムとの  
組み合わせ使用例


# スコープウォーマー

ディスポーザブルスコープ加温パック


## ～ 曇るスコープからの卒業 ～

術中におけるスコープの曇りを低減する術前加温ウォーマー

- 滅菌済みディスポーザブルパック
- 高額機器の導入が不要
- 簡単操作で1分以内に加温
- 化学反応で発熱するため電気・水が不要
- ロボット支援手術に適合
- レンズの損傷を防ぐ柔軟パック
- 様々なスコープサイズに適合
- 大きな収納スペース不要



1) アクティベーションチップを音が鳴るまで数回押し曲げてください。液体が反応しましたら、全体が結晶化するまで待ちます。



2) スコープをウォーマーに挟み、スナップボタンを閉じ平らな場所に置いて数分加温してください。

SIMPLE • INEXPENSIVE • EFFECTIVE

# Ordering information

## Arm system

| 品名                     | 品番           | 規格           | 包装単位   | 薬事番号 |
|------------------------|--------------|--------------|--------|------|
| ストロングアーム<br>レールクランプ付   | 73000        | 70°トマウント     | 1セット/箱 | ※1   |
| ストロングアーム<br>ショートアーム    | 73000-SA     | 70°トマウント     | 1セット/箱 | ※1   |
| ストロングアーム               | 73001-SA     | 70°ト クランプ ナ  | 1本/箱   | ※1   |
| ストロングアーム               | 73001-TM     | トップ マウント     | 1本/箱   | ※1   |
| フレックスアーム<br>プラス        | 99045-QC     | 27cm 41cm    | 1本/箱   | ※1   |
| フレックスアーム<br>プラス ロング    | 99702        | 27cm 51cm    | 1本/箱   | ※1   |
| フレックスアーム<br>プラスオンリー    | 99056-QC     |              | 1本/箱   | ※1   |
| ロングリーチボール              | 69098        | 45cm 42cm    | 1本/箱   | ※1   |
| ネイサンソン<br>レバーフック       | 69735-3      | S 3mm        | 1本/箱   | ※1   |
|                        | 69738        | XS 5mm       | 1本/箱   | ※1   |
|                        | 69703        | S 5mm        | 1本/箱   | ※1   |
|                        | 69704        | M 5mm        | 1本/箱   | ※1   |
|                        | 69705        | L 5mm        | 1本/箱   | ※1   |
|                        | 69736        | M 6.5mm      | 1本/箱   | ※1   |
|                        | 69737        | L 6.5mm      | 1本/箱   | ※1   |
| ロボティックネイサンソン<br>レバーフック | 69703-R9     | S 5mm 9cm    | 1本/箱   | ※1   |
|                        | 69704-R9     | M 5mm 9cm    | 1本/箱   | ※1   |
|                        | 69705-R9     | L 5mm 9cm    | 1本/箱   | ※1   |
|                        | 69736-XL-R9  | M 6.5mm 9cm  | 1本/箱   | ※1   |
|                        | 69736-XL-R12 | M 6.5mm 12cm | 1本/箱   | ※1   |
| B S S アーム<br>レールクランプ付  | 38000        | トップ マウント     | 1セット/箱 | ※1   |

※1 一般的名称：内視鏡固定具 販売名：メディフレックス アームシステム 医療機器届出番号：27B1X00040000215 クラス I

## Arm system Holding Tips & Accessories

| 品名                    | 品番       | 規格          | 包装単位 | 薬事番号 |
|-----------------------|----------|-------------|------|------|
| クイックグリップホルダ           | 72162    | 10mm        | 1個/箱 | ※1   |
|                       | 72163    | 5mm         | 1個/箱 | ※1   |
| ステンレスホルダ              | 69706    | 3.5-12.5mm  | 1個/箱 | ※1   |
| デルリン樹脂ホルダ             | 69707    | 1.5-12.5mm  | 1個/箱 | ※1   |
| ラチェットアタッチメント          | 69708    |             | 1個/箱 | ※1   |
| B S S アタッチメントオンリー     | 99706    |             | 1個/箱 | ※1   |
| シリコンライナー              | 99706-SL |             | 4個/袋 | ※1   |
| レールクランプ               | 69099    |             | 1個/箱 | ※1   |
| レールエクステンション           | 38113    | サイドレール5.7cm | 1個/箱 | ※1   |
| B S S ストレージケース        | 38100    |             | 1個/箱 | ※2   |
| メディフレックスアーム用<br>滅菌ケース | 69760    | 56x26x11cm  | 1個/箱 | ※2   |

※1 一般的名称：内視鏡固定具 販売名：メディフレックス アームシステム 医療機器届出番号：27B1X00040000215 クラス I

※2 法第二条第四項適用外

## Suture Grasper

| 品名                  | 品番    | 規格             | 包装単位  | 薬事番号 |
|---------------------|-------|----------------|-------|------|
| スーチャーグラスパー          | D1001 | 15cm 14G       | 10本/箱 | ※1   |
| スーチャーグラスパー<br>セーフパス | D2001 | 15cm 14G       | 10本/箱 | ※1   |
| グラスパーガイド            | 94420 | 10-12mm 9cm    | 1本/箱  | ※2   |
|                     | 94415 | 10-12mm 11.6cm | 1本/箱  | ※2   |
|                     | 94425 | 15mm 9.6cm     | 1本/箱  | ※2   |

※1 一般的名称：単回使用縫合糸/サ 販売名：メディフレックス スーチャーグラスパー 医療機器認証番号：302ACBZX00037000 クラス I

※2 一般的名称：縫合糸/サ 販売名：メディフレックス グラスパーガイド 医療機器届出番号：27B1X00040000216 クラス I

## Cutting Edge

| 品名                      | 品番         | 規格          | 包装単位  | 薬事番号 |
|-------------------------|------------|-------------|-------|------|
| カッティングエッジ<br>ハンドル       | 91383TI    | 5mm 33cm    | 1個/箱  | ※1   |
|                         | 91383-45TI | 5mm 45cm    | 1個/箱  | ※1   |
| カッティングエッジ<br>メツツェンバウム   | 91710-10   | 1.9cm       | 10個/箱 | ※1   |
|                         | 91720-10   | 1.6cm ストレート | 10個/箱 | ※1   |
|                         | 91730-10   | 1.25cm ミニ   | 10個/箱 | ※1   |
| カッティングエッジ<br>フック剪刀      | 91740-10   |             | 10個/箱 | ※1   |
| カッティングエッジ<br>メリーランド剥離鉗子 | 91750-10   | 1.9cm       | 10個/箱 | ※1   |

※1 一般的名称：再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 販売名：Mediflex 腹腔鏡手術機器 医療機器認証番号：224AFBZX00125000 クラス I

## Instrument

| 品名                     | 品番      | 規格         | 包装単位 | 薬事番号 |
|------------------------|---------|------------|------|------|
| ファンレトラクター              | 91671   | 5mm        | 1本/箱 | ※1   |
| ファンレトラクター<br>カイトスタイル 曲 | 91675   | 5mm 33cm   | 1本/箱 | ※1   |
| ラパロフレックス<br>フィンガー      | 91680   | 5mm 38cm   | 1本/箱 | ※1   |
| ラパロフレックス<br>スネーク アングル  | 91682-A | S 5mm 32cm | 1本/箱 | ※1   |
|                        | 91683-A | L 5mm 32cm | 1本/箱 | ※1   |
| ラパロモジュラー持針器<br>ハンドル    | 92020-H |            | 1個/箱 | ※2   |
| ラパロモジュラー持針器<br>シャフト    | 92020-S | 5mm 36cm   | 1本/箱 | ※2   |
| ラパロモジュラー持針器<br>ストレート   | 92021   | 5mm 36cm   | 1本/箱 | ※2   |
| ラパロモジュラー持針器<br>インサート   | 92021-I | ストレート      | 1本/箱 | ※2   |
| ラパロモジュラー持針器<br>レフトカーブ  | 92022   | 5mm 36cm   | 1本/箱 | ※2   |
| ラパロモジュラー持針器<br>インサート   | 92022-I | レフトカーブ     | 1本/箱 | ※2   |
| ラパロモジュラー持針器<br>ライトカーブ  | 92023   | 5mm 36cm   | 1本/箱 | ※2   |
| ラパロモジュラー持針器<br>インサート   | 92023-I | ライトカーブ     | 1本/箱 | ※2   |

※1 一般的名称：開創器 販売名：ラパロフレックス レトラクター 医療機器届出番号：27B1X00040000213 クラス I

※2 一般的名称：持針器 販売名：メディフレックス ラパロ持針器 医療機器届出番号：27B1X00040000214 クラス I

## Scope Warmer

| 品名        | 品番       | 規格       | 包装単位  | 薬事番号 |
|-----------|----------|----------|-------|------|
| スコープウォーマー | 74005-20 | 18 x 5cm | 20個/箱 | ※1   |

※1 法第二条第四項適用外

製造販売元

代理店

 **JSS 株式会社ジェイ エス エス**

http://www.jssco.co.jp/

本 社：〒541-0045 大阪府大阪市中央区道修町1丁目6番7号 JMFビル北浜01 14F  
TEL 06-6222-3751 ・ FAX 06-6222-3750

東京営業所：TEL 03-5363-8470 ・ FAX 03-5363-8475

大阪営業所：TEL 06-6222-3757 ・ FAX 06-6222-3756

福岡営業所：TEL 092-436-9831 ・ FAX 092-436-9832



JSS WEB



JSS TV

■ここに掲載した製品の仕様は、改良などの理由により予告なしに変更することがあります。  
■ここに掲載した製品の価格は、弊社の「価格表」をご覧ください。なお価格は、諸般の事情により予告なしに変更することがありますので、予めご了承下さい。

ME180831-2310-8-500-54