



# Bookwalter®

## Self-Retaining Retractor Catalog



**“Good Exposure is the key to good surgery”  
John Bookwalter, M.D.**

# 目次

製品紹介	4-5
------	-----

## パーツ

---

セグメントリング、セグメントリング用延長バー	6
リング	7
テーブルポール、ポール延長バー	8
軽量カップリング、水平フレックスバー、水平バー	9
バルフォアブレード、ハリントンブレード、ケリーブレード	10
超柔軟ブレード、柔軟ブレード	11
レクタルブレード、レーキレトラクター、ゲルピーブレード、メイヤーディングブレード	12
ラチェット	13

## キット

---

ブックウォルター レトラクターキット III	14
------------------------	----

## 滅菌トレイ

---

滅菌トレイ	15
-------	----



“Good exposure is the key to good surgery”

Dr. John Bookwalter

良い視野は良い手術の鍵となる

## Bookwalter® システムの利点

- ・ 40 年以上の販売実績
- ・ 手動でレトラクターを操作する動きを正確に再現
- ・ リングはさまざまな患者の解剖に適合
- ・ 豊富なブレードの品揃えはあらゆる手術に適応
- ・ 軽量化を実現したレトラクターシステムとアクセサリー
- ・ Bookwalter® の構成部品は年代に関係なく互換性を保持

## 製品紹介

### レトラクション リング

連結式セグメントリングにより、リングの角度を柔軟に変えることができ、術野にフィットさせる事ができます。

### ブレードのラチェット

Bookwalter® のラチェットは従来品から最新の Bookwalter® レトラクターシステムまで、全てのブレードと互換性を持っています。

### ハンドリング

ラチェットは使いやすさを重視してデザインされています。

最新の Bookwalter® ラチェットは上下、左右へとブレードの微調整が可能です。また、ラチェットの形も視野の妨げにならないようにデザインされています。






### 材料の軽量化

Bookwalter® レトラクターシステムは、軽量かつ頑丈なパーツで構成されています。システム全体が軽量になるよう改良されています。

### レトラクターブレード

幅広いラインアップから、ニーズに見合ったタイプのレトラクターブレードをお選びいただけます。

## セグメントリング、セグメントリング用延長バー



### セグメントリング

品番	品名	規格
50-4587	ブックウォルターセグメントリング S	21.6cm × 35.6cm
50-4583	ブックウォルターセグメントリング M	26.7cm × 49.5cm
50-4588	ブックウォルターセグメントリング L	31.8cm × 49.5cm

### 丸型セグメントリング

品番	品名	規格
50-4635	ブックウォルターラウンドリング S	21.6cm
50-4634	ブックウォルターラウンドリング M	26.7cm
50-4633	ブックウォルターラウンドリング L	40.6cm

### 楕円型セグメントリング

品番	品名	規格
50-4595	ブックウォルターセグメント楕円リング	36.8cm × 38.1cm

### マグリーナセグメントリング スーチャースロット付

品番	品名	規格
50-4689	ブックウォルター卵型リング セグメント	20.3cm × 26.7cm

### セグメントリング用延長バー

品番	品名	規格
50-4636	ブックウォルターリングセグメント S	10.2cm 2pcs
50-4637	ブックウォルターリングセグメント M	15.2cm 2pcs
50-4638	ブックウォルターリングセグメント L	20.3cm 2pcs



### 楕円型リング

品番	品名	規格
50-4558	ブックウォルター楕円形リング S	20.3cm × 31.1cm
50-4557	ブックウォルター楕円形リング M	26.7cm × 36.8cm
50-4556	ブックウォルター楕円形リング L	30.5cm × 47.0cm

### 丸型リング

品番	品名	規格
50-4584	ブックウォルター丸型リング S	21.6cm
50-4559	ブックウォルター丸型リング M	26.7cm
50-4560	ブックウォルター丸型リング L	31.8cm

一般的名称：開創器 販売名：SS I 開創器 医療機器届出番号：27B1X00040000169 クラス I



50-4688



50-4581

### テーブルポール

品番	品名	規格
50-4688	ブックウォルターテーブルポール 軽量	30.5cm
50-4581	ブックウォルターテーブルポール	30.5cm

### ポール延長バー

品番	品名	規格
50-4553	ブックウォルター垂直延長バー	30.5cm



50-4554



50-4582



50-4618

### 軽量カップリング

品番	品名	規格
50-4554	ブックウォルターポールカップリング	10.2cm

### 水平フレックスバー

品番	品名	規格
50-4582	ブックウォルター水平フレックスバー	47cm

### 水平バー

品番	品名	規格
50-4618	ブックウォルター水平バー軽量	38.7cm
50-4552	ブックウォルター水平バー	36.2cm

一般的名称：開創器 販売名：SS | 開創器 医療機器届出番号：27B1X00040000169 クラス I

## バルフォアブレード、ハリントンブレード、ケリーブレード



50-4576



50-4566



50-4569

### バルフォアブレード

品番	品名	規格
50-4576	ブックウォルターバルフォアブレード	6.7cm × 7.6cm
BW1271017	ブックウォルターバルフォアブレード	8.9cm × 7cm

### ハリントンブレード

品番	品名	規格
50-4566	ブックウォルターハリントンブレード	6.4cm × 14.3cm
BW1045176	ブックウォルターハリントンブレード	8.9cm × 25.4cm

### ケリーブレード

品番	品名	規格
50-4574	ブックウォルターケリーブレード	2.5cm × 3.8cm
50-4575	ブックウォルターケリーブレード	2.5cm × 6.3cm
50-4565	ブックウォルターケリーブレード	5.1cm × 3.8cm
50-4563	ブックウォルターケリーブレード	5.1cm × 5.1cm
50-4572	ブックウォルターケリーブレード	5.1cm × 6.4cm
50-4568	ブックウォルターケリーブレード	5.1cm × 7.6cm
50-4569	ブックウォルターケリーブレード	5.1cm × 10.2cm
50-4570	ブックウォルターケリーブレード	5.1cm × 12.7cm
50-4571	ブックウォルターケリーブレード	5.1cm × 15.2cm
BW1045000	ブックウォルターケリーブレード	5.1cm × 20.3cm



50-4691



50-4673



50-4562

## 超柔軟ブレード 丸リップ付

品番	品名	規格
50-4691	ブックウォルター超柔軟ブレード	2.5cm × 10.2cm
50-4669	ブックウォルター超柔軟ブレード	3.8cm × 15.2cm
50-4670	ブックウォルター超柔軟ブレード	5.1cm × 15.2cm
50-4671	ブックウォルター超柔軟ブレード	7.6cm × 15.2cm

## 柔軟ブレード 丸リップ付

品番	品名	規格
50-4694	ブックウォルター柔軟ブレード	2.5cm × 10.2cm
50-4672	ブックウォルター柔軟ブレード	3.8cm × 15.2cm
50-4673	ブックウォルター柔軟ブレード	5.1cm × 15.2cm
50-4674	ブックウォルター柔軟ブレード	7.6cm × 15.2cm

## 柔軟ブレード リップ無し

品番	品名	規格
50-4562	ブックウォルター柔軟ブレード	3.8cm × 15.2cm
50-4561	ブックウォルター柔軟ブレード	5.1cm × 15.2cm
BW1043016	ブックウォルター柔軟ブレード	5.1cm × 25.4cm
50-4567	ブックウォルター柔軟ブレード	7.6cm × 15.2cm
BW1043029	ブックウォルター柔軟ブレード	7.6cm × 25.4cm
BW1045069	ブックウォルター柔軟ブレード	10.1cm × 20.3cm

一般的名称：開創器 販売名：SS | 開創器 医療機器届出番号：27B1X00040000169 クラス I

## レクターブレード、レーキレクター、ゲルピーブレード、メイヤーディングブレード



50-4585



50-4644



50-4577



50-4641

### レクターブレード

品番	品名	規格
50-4585	ブックウォルターレクターブレード S	7.3cm
50-4586	ブックウォルターレクターブレード L	9.8cm

### レーキレクター

品番	品名	規格
50-4644	ブックウォルターレーキレクター 3爪	1.7cm
50-4645	ブックウォルターレーキレクター 4爪	1.9cm
50-4646	ブックウォルターレーキレクター 6爪	2.5cm

### ゲルピーブレード

品番	品名
50-4577	ブックウォルターゲルピーブレード

### メイヤーディングブレード

品番	品名	規格
50-4641	ブックウォルターメイヤーディング S	1.7cm × 5.9cm
50-4642	ブックウォルターメイヤーディング M	2.5cm × 8.5cm

50-4686



50-4696



50-4695



50-4579



50-4580



## ラチェット

品番	品名	規格	備考
50-4579	ブックウォルターラチェット		テンションで固定
50-4580	ブックウォルター傾斜ラチェット		テンションで固定
50-4686	ブックウォルター傾斜ラチェット	Pin Type 2	リング上で完全固定
50-4695	ブックウォルター傾斜回転ラチェット	Pin Type 2	リング上で完全固定
50-4696	ブックウォルター傾斜回転ラチェット	Pin Type 1	リング上で移動可能

一般的名称：開創器 販売名：SS I 開創器 医療機器届出番号：27B1X00040000169 クラス I

## ブックウォルター レトラクター キット III




### ブックウォルター レトラクター キット III

品番	品名	規格
50-4688	ブックウォルターテーブルポール 軽量	30.5cm
50-4554	ブックウォルターポールカップリング	10.2cm
50-4582	ブックウォルター水平フレックスバー	47cm
50-4583	ブックウォルターセグメントリング M	26.7cm × 49.5cm
50-4636	ブックウォルターリングセグメント S	10.2cm 2pcs
50-4580	ブックウォルター傾斜ラチェット	
50-4696	ブックウォルター傾斜回転ラチェット	Pin Type 1
50-4568	ブックウォルターケリーブレード	5.1cm × 7.6cm
50-4569	ブックウォルターケリーブレード	5.1cm × 10.2cm
50-4570	ブックウォルターケリーブレード	5.1cm × 12.7cm
50-4571	ブックウォルターケリーブレード	5.1cm × 15.2cm
50-4566	ブックウォルターハリントンブレード	6.4cm × 14.3cm
50-4576	ブックウォルターバルフォアブレード	6.7cm × 7.6cm
50-4672	ブックウォルター柔軟ブレード	3.8cm × 15.2cm
50-4673	ブックウォルター柔軟ブレード	5.1cm × 15.2cm
50-4674	ブックウォルター柔軟ブレード	7.6cm × 15.2cm


※セットの一例です。

一般的名称：開創器 販売名：SSI 開創器 医療機器届出番号：27B1X00040000169 クラス I


50-8532



50-8533



50-8534



50-8546



## 滅菌トレイ

品番	品名	規格
50-8532	ブックウォルターバーサパック滅菌トレイ	ポール、リング用
50-8533	ブックウォルターバーサパック滅菌トレイ	ブレード用
50-8534	ブックウォルターバーサパック滅菌トレイ	マグリーナ用
50-8546	ブックウォルターバーサパック滅菌トレイ	フタ

※セグメント以外のリングは上記のバーサパック滅菌トレイに収納できません。別途ご用意ください。

法第二条第四項適用外



製造販売元

代理店

 **JSS 株式会社ジェイ エス エス**  
<http://www.jssco.co.jp/>

本社：〒541-0045 大阪市中央区道修町1丁目6番7号 JMFビル北浜01 14F  
TEL 06-6222-3751・FAX 06-6222-3750

東京営業所：TEL 03-5363-8470・FAX 03-5363-8475

大阪営業所：TEL 06-6222-3757・FAX 06-6222-3756

福岡営業所：TEL 092-436-9831・FAX 092-436-9832



●ここに掲載した製品の仕様は、改良などの理由により予告なしに変更することがあります。

●ここに掲載した製品の価格は、弊社の「価格表」をご覧ください。なお価格は、諸般の事情により予告なしに変更することがありますので、予めご了承下さい。

SYM180709-2407-03-0-0