

STERIS ERCP サンプリングデバイス



Histoguide




infinity
ERCP sampling device



インフィニティ 細胞診ブラシ

2種類のブラシ構造により高い正診率が期待できます※1



※1 Improved Endoscopic Retrograde Cholangiopancreatography Brush Increases Diagnostic Yield of Malignant Biliary Strictures
Frederick K Shieh, Adelina Luong-Player, Harshit S Khara, Haiyan Liu, Fan Lin, Matthew J Shellenberger, Amitpal S Johal, David L Diehl, 2014

品番	品名	挿入部最大外径	有効長	ガイドワイヤ径	ブラシサイズ	包装単位
00711652※2	インフィニティ細胞診ブラシ	3mm/9FR	200cm	0.035 inches	4.8×29mm	5個/箱
00711653	インフィニティ細胞診ブラシ ミニ	2.5mm/7.5FR	200cm	0.035 inches	3.0×24mm	5個/箱


一般的名称：単回使用内視鏡用細胞診ブラシ 販売名：インフィニティ 細胞診ブラシ 医療機器届出番号：27B1X00040000198 クラスⅠ
※2 00711652は受注発注製品です。

Set up 動画



Histoguide

ヒストガイド ワイヤガイド生検鉗子



品番	品名	挿入部最大外径	有効長	ガイドワイヤ径	適合鉗子口径	ジウ開口幅	包装単位
00711660	ヒストガイド ワイヤガイド生検鉗子	3.5mm	230cm	0.035 inches	4.2mm	8.0mm	5個/箱

一般的名称：内視鏡用軟性生検鉗子 販売名：ヒストガイド ワイヤガイド生検鉗子 医療機器届出番号：27B1X00040000227 クラスⅠ

Set up 動画



製造販売元

代理店

JSS 株式会社ジェイ エス エス

<https://jssco.co.jp/>

本社：〒541-0045 大阪市中央区道修町1丁目6番7号JMFビル北浜01 14F
TEL.06-6222-3751 FAX.06-6222-3750

東京営業所：TEL.03-5363-8470 FAX.03-5363-8475

大阪営業所：TEL.06-6222-3757 FAX.06-6222-3756

福岡営業所：TEL.092-436-9831 FAX.092-436-9832



●ここに掲載した製品の仕様は、改良などの理由により予告なしに変更することがあります。
●ここに掲載した製品の価格は、弊社の「価格表」をご覧ください。なお価格は、諸般の事情により予告なしに変更することがありますので、予めご了承下さい。

ST240401-2406-02-1000-5