

Fasm:edo[®]
Medical Originality

FM-105HS

FASMEDO

ワイヤレスヘッドライトカメラセット



"Capture, Share, Record and Stream"

コンパクト

ワイヤレス・軽量・コンパクトなデザインにより操作が容易なため、長時間手術における術者への負担を軽減します。

リアルタイム

術者目線での動画撮影が可能。術野を外部モニターに映す事でリアルタイムに画面共有ができるため、効率良く手術を行う事ができます。

ライブ ストリーミング

アプリケーションをインストールする事で、Wi-Fi環境下において動画のライブストリーミングが可能(音声マイク付)。リモート研修やリモート診断などにも活用が可能です。

手術室

FM-105HS
FASMEDO
ワイヤレスヘッドライトカメラセット

Wi-Fiで動画を共有

外部モニター

タブレット端末

HDMI接続

スマートフォン

Windows10

別室のイメージ

製品仕様

セット内容	クィックスタートガイド:1冊、フットスイッチペダル+専用ケーブル:1本、FM-105HS本体:1台、 18650バッテリー:2本(1本は予備用)、ベルト付き前面固定ホルダー:1個 バッテリー充電器:1台、Type-Cケーブル:1本、レーザーカバー:2個 専用ケース寸法(W×H×D):37cm×13cm×25cm	専用ケース
本体寸法(W×H×D)	36cm×10cm×15cm	
本体重量	250g(内蔵バッテリー含む)	
メモリ容量	128GB	
バッテリー仕様	3350mAh、3.7Vリチウムイオン 18650	
バッテリー持続時間	2～5時間 ※市販バッテリーとの接続により最大約10時間連続使用が可能	
Wi-Fi標準規格	802.11b/g/n	
Bluetoothバージョン	Bluetooth4.0(LE)対応	
USBポート	USB Type-C対応(FM-105HS本体、フットスイッチペダル)、Micro USB Type-B対応(バッテリー充電器)	
保存フォーマット	動画:Mpeg-4形式 / 静止画:Jpeg形式	
カメラ解像度	Full HD:1,920×1,080 / HD:1,280×720	
カメラ拡大倍率	視野角:10°(6倍)、19°(3倍)、28°(2倍)	
LEDライトの明るさ	6,000Lux、13,000Lux、25,000Lux	
オートフォーカスレンズ	5cm～30cm	
録音データ形式	AAC形式	
備考	・LEDライトとカメラを同軸に固定可能 ・スナップショット画像撮影機能 ・スマートフォン、タブレット端末、PCに専用アプリケーションをダウンロードし、ライブ動画共有が可能 ※専用アプリケーション推奨OS:iOS 9.0以上(使用可能OS:Windows 10、64-bit) ・リモート配信機能	

法第二条第四項適用外

販売元

JSS 株式会社ジェイ エス エス

<http://www.jssco.co.jp/>

本社:〒541-0045 大阪市中央区道修町1丁目6番7号 JMFビル北浜01 14F

TEL 06-6222-3751・FAX 06-6222-3750

東京営業所:TEL 03-5363-8470・FAX 03-5363-8475

大阪営業所:TEL 06-6222-3757・FAX 06-6222-3756

福岡営業所:TEL 092-436-9831・FAX 092-436-9832



●ここに掲載した製品の仕様は、改良などの理由により予告なしに変更することがあります。

●ここに掲載した製品の価格は、弊社の「価格表」をご覧ください。なお価格は、諸般の事情により予告なしに変更することがありますので、予めご了承下さい。