

四肢安全帯

# JSS LIMB HOLDER

JSSリムホルダー

安全確保

感染予防

快適性



- 感染予防** ▶ シングルユースのため洗浄不要
- 安全確保** ▶ 強度が高い※ポリエステル材質
- 快適性** ▶ 接触面はやわらかいクッション

## ご使用例



説明書



結び方動画



**手術室**  
**集中治療室／救急**  
**一般病棟**


(術中の体位固定、ベッドからの四肢脱落防止等)

(ルート・チューブ類の自己抜去防止、ベッドからの四肢脱落防止等)

(ルート・チューブ類の自己抜去防止、安全確保のための身体抑制等)

など各科でご使用していただけます

## 製品寸法 多少の誤差がございます



## 材質 ポリエステル不織布、ポリエステルフォーム

※破断荷重 一重：58kg 二重：113kg (メーカー測定)

品番	品名	包装単位
12500J	JSSリムホルダー 16本入	1箱 5箱/ケース

法第二条第四項適用外

販売元

代理店

**JSS 株式会社ジェイ エス エス**

<http://www.jssco.co.jp/>

本社：〒541-0045 大阪市中央区道修町1丁目6番7号JMFビル北浜01 14F

TEL 06-6222-3751・FAX 06-6222-3750

東京営業所：TEL 03-5363-8470・FAX 03-5363-8475

大阪営業所：TEL 06-6222-3757・FAX 06-6222-3756

福岡営業所：TEL 092-436-9831・FAX 092-436-9832



●ここに掲載した製品の仕様は、改良などの理由により予告なしに変更することがあります。

●ここに掲載した製品の価格は、弊社の「価格表」をご覧ください。なお価格は、諸般の事情により予告なしに変更することがありますので、予めご了承下さい。

DJ240614-2206-01-2000-12