




自然開口向け単回使用内視鏡用拡張器

McCartney Tube™

マッカーニーチューブ



Special Features for Delicate Surgeries.

- 
 膣口から膣円蓋部まで、解剖学的にフィットしやすいカーブ形状
- 
 チューブ表面の突起物を省き、組織との摩擦を軽減したシリコンゴム製
- 
 チューブ先端に施したマット加工により、膣円蓋部へのグリップ力を向上


McCartney Tube™

マッカートニーチューブ

用途に応じたカラーコーディングが視認性をアップ

内視鏡モニターで視認しやすい“ブルー”


チューブ内腔を視認しやすい“クリア”



ブルー 35mm



クリア 45mm



イメージ図

両カラーともにマッカートニーチューブを位置固定できるシリコンタイが同封されています。

利便性を追求し、細部に施した特長

ハンドル近くのリングとシリコンタイを通す穴を使い位置固定が可能

マット加工により接触組織へのグリップ力を向上

気密キャップには
φ5-8/10-12/12-14mmの
器具を挿入できる3ポート

必要に応じて排煙や生検
採取が可能な側方ポート

品名	品番	規格	包装単位
マッカートニーチューブ	C35-TV	ブルー 35mm	5個/箱
マッカートニーチューブ	35-TV	クリア 35mm	5個/箱
マッカートニーチューブ	C45-TV*	ブルー 45mm	5個/箱
マッカートニーチューブ	45-TV*	クリア 45mm	5個/箱

※受注発注品

一般的名称:自然開口向け単回使用内視鏡用拡張器 販売名:マッカートニーチューブ 医療機器届出番号:27B1X00040000234 クラスI

製造販売元

JSS 株式会社ジェイ エス エス

<http://www.jssco.co.jp/>

本社:〒541-0045 大阪市中央区道修町1丁目6番7号 JMFビル北浜01 14F

TEL 06-6222-3751・FAX 06-6222-3750

東京営業所: TEL 03-5363-8470・FAX 03-5363-8475

大阪営業所: TEL 06-6222-3757・FAX 06-6222-3756

福岡営業所: TEL 092-436-9831・FAX 092-436-9832



●ここに掲載した製品の仕様は、改良などの理由により予告なしに変更することがあります。

●ここに掲載した製品の価格は、弊社の「価格表」をご覧ください。なお価格は、諸般の事情により予告なしに変更することがありますので、予めご了承下さい。

SYM240325-2410-02-1000-5