

Simple to use
unique design



UNIMAX
UNIMAX MEDICAL SYSTEMS INC.



UNIMAX エンドポケット



JSS 株式会社ジェイ エス エス

UNIMAX

Simple to use, unique design

ユニマックス エンドポケット



New



- 開口部にフレキシブルなワイヤーを使用。
プランジャー(内筒)を腹腔内に押し出すと回収袋の口が自動で展開し、組織回収をサポート。
- 回収袋の素材にはポリウレタンを使用。
- プランジャー(内筒)から押し出した際に回収袋が分離する「エンドポケット」と、
シャフト(外筒)と回収袋が一体型の「エンドポケットデタッチャブル」の2種類展開。

品番	品名	規格	入数	シャフト(外筒)表記	容量
FEP836080	エンドポケット	S	10本/箱	3×6インチ	200mL
FEP857080	エンドポケット	L	10本/箱	5×7インチ	750mL
New FEP979000	エンドポケット デタッチャブル	XL 12mm	5本/箱		1,850mL

一般的名称：組織収納サック 販売名：ユニマックス エンドポケット 医療機器届出番号：27B1X00040000226 クラス I

製造販売元

JSS 株式会社ジエイエスエス

本社：
〒541-0005 大阪府大阪市中央区道頓堀1丁目6番1号 MFビル北館01F
TEL 06-6222-3751 FAX 06-6222-3750

東京営業所：TEL 03-5363-8470
大阪営業所：TEL 06-6222-3757
福岡営業所：TEL 092-436-9831

FAX 03-5363-8475
FAX 06-6222-3756
FAX 092-436-9832

