

# LED Headlight System

## SSL-2000A 50W LED ワンポート ライトシステム



LED 2000

### 特 徴

- ◆ MFIライトケーブル他、ACMI用ケーブルと確実な接続
- ◆ 軽量コンパクトで移動や設置が容易
- ◆ 狭深部も照射可能な大光量と色温度

### スペック

- ◆ 色温度：6500K
- ◆ 照度※1：55,000Lux
- ◆ CRI※2：80
- ◆ LED寿命：50,000時間
- ◆ 寸 法：W118mm x H84mm x D184mm
- ◆ 重 量：1.14kg

※1 照度 測定距離40cm

※2 CRI=演色評価数 光源から測定対象に照射した際、生じる色ずれを0～100で評価した指数



| 品 名              | 品 番          | 規 格  | 包装単位   | 薬事番号 |
|------------------|--------------|------|--------|------|
| LED2000 ワンポート    | SSL-2000A    | ACMI | 1台/箱   | ※1   |
| LED2000ヘッドライトセット | SL40-110-VHB | 4mm  | 1セット/箱 | ※2   |

※1 販売名:LEDライトソースシステム 医療機器届出番号:27B1X00040000150 クラスI

※2 販売名:タイタンヘッドライト 医療機器届出番号:27B1X00040000155 クラスI

製造販売元

代理店

**JSS 株式会社ジェイ エス エス**

<http://www.jssco.co.jp/>

本 社：〒541-0045 大阪市中央区道修町1丁目6番7号 JMFビル北浜01 14F

TEL 06-6222-3751・FAX 06-6222-3750

東京営業所：TEL 03-5363-8470・FAX 03-5363-8475

大阪営業所：TEL 06-6222-3757・FAX 06-6222-3756

福岡営業所：TEL 092-436-9831・FAX 092-436-9832



●ここに掲載した製品の仕様は、改良などの理由により予告なしに変更することがあります。

●ここに掲載した製品の価格は、弊社の「価格表」をご覧ください。なお価格は、諸般の事情により予告なしに変更することがありますので、予めご了承下さい。

S220701-2209-01-300-6