

Mediflex®

SURGICAL PRODUCTS

POINTS

- ・滅菌処理済みのディスポーザブルチップ
- ・リユーザブル ハンドル／シャフト
- ・ハンドル、チップ、すべてのパーツはアメリカで製造・組み立て



絶縁処理を
施したチップ



Cutting Edge™

内視鏡下手術用 モノポーラ鉗子



Free
combination



ネジ山をシリコンカバーで覆うことで
組織接触による熱傷を防ぎます




ステンレス製

鍵穴ボールとソケットによる接続デザインで
ネジ緩みによる脱落のリスクを低減します

リユーザブル ハンドル
リユーザブル シャフト
ディスポーザブル チップ

Cutting Edge™ From Mediflex



- 軽量なリユーザブルシャフト付ハンドル
- 絶縁部 PEEK素材
- フラッシュポート付
- 絶縁処理されたシャフト

品番	品名	規格	包装単位
91383TI	カッティングエッジ ハンドル	5mm 33cm	1個/箱
91383-45TI	カッティングエッジ ハンドル	5mm 45cm	1個/箱
91710-10	カッティングエッジ メツツェンバウム	1.9cm	10個/箱
91720-10	カッティングエッジ メツツェンバウム	1.6cm ストレート	10個/箱
91730-10	カッティングエッジ メツツェンバウム	1.25cm ミニ	10個/箱
91740-10	カッティングエッジ フック剪刀	-	10個/箱
91750-10	カッティングエッジ メリーランド剥離鉗子	1.9cm	10個/箱

一般的名称：再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 販売名：Mediflex 腹腔鏡手術機器 医療機器認証番号：224AFBZX00125000 クラス II



91710-10



91720-10



91730-10



91740-10



91750-10

製造販売元

代理店

JSS 株式会社ジェイ エス エス

<http://www.jssco.co.jp/>

本社：〒541-0045 大阪市中央区道修町1丁目6番7号 JMFビル北浜01 14F

TEL 06-6222-3751(代)・FAX 06-6222-3750

東京営業所：TEL 03-5363-8470・FAX 03-5363-8475

大阪営業所：TEL 06-6222-3757・FAX 06-6222-3756

福岡営業所：TEL 092-436-9831・FAX 092-436-9832



JSS WEB



JSS TV

●ここに掲載した製品の仕様は、改良などの理由により予告なしに変更することがあります。

●ここに掲載した製品の価格は、弊社の「価格表」をご覧ください。なお価格は、諸般の事情により予告なしに変更することがありますので、予めご了承下さい。

ME170913-2508-06-0500-07