



UNIMAX

UNIMAX MEDICAL SYSTEMS INC.

LAPAROSCOPIC SURGERY



JSS 株式会社ジェイ エス エス

Trocars

ユニマックス **トロッカーシリーズ**は、従来の12mm径・5mm径のラインナップに加え、バルーントロッカーやコストを重視したシンプルトロッカー、カニューレのみのラインナップも取り揃えております。さらに、8mmブレードレスタイプが追加され、針(26mm・強弯)の出し入れや、ロボット支援下手術におけるニーズなどにもお応えいたします。

8mm ブレードレストロッカー

ユニバーサルシールにより、5mm～8mm径のデバイスに対応。
26mm強弯の針が12mm径ではなく、8mm径でも使用可能。



品番	FPTD08100
規格	8mm x 10cm
入数	5セット/箱

一般的名称：単回使用トロカールスリーブ 販売名：ユニマックス トロッカーシステム 医療機器認証番号：228AHBZX00046000 クラスII

ブレードレストロッカー



品番	FPTD05070	FPTD05100	FPTD12100
規格	5mm x 7cm	5mm x 10cm	12mm x 10cm
入数	5セット/箱	5セット/箱	5セット/箱

一般的名称：単回使用トロカールスリーブ 販売名：ユニマックス トロッカーシステム 医療機器認証番号：228AHBZX00046000 クラスII

オプティカルトロッカー



品番	FVT705070	FVT705100	FVT712100	FVT712750
規格	5mm x 7cm	5mm x 10cm	12mm x 10cm	12mm x 7.5cm
入数	5セット/箱	5セット/箱	5セット/箱	5セット/箱

一般的名称：単回使用トロカールスリーブ 販売名：ユニマックス トロッカーシステム 医療機器認証番号：228AHBZX00046000 クラスII

バルントロッカー



オプティカル



ブレードレス



ブラントチップ



ブレードレス

品番	FBT112100	FBT612100	FBT712100	FBT605100
規格	12mm x 10cm	12mm x 10cm	12mm x 10cm	5mm x 10cm
入数	5セット/箱	5セット/箱	5セット/箱	5セット/箱

一般的名称：単回使用トロカールスリーブ 販売名：ユニマックス トロッカーシステム 医療機器認証番号：228AHBZX00046000 クラスII

ブラントロッカー

シンプルトロッカー／シンプルトロッカー キット



品番	FHTD12100
規格	12mm x 10cm
入数	5セット/箱

品番	FPT805071	FPK805071
規格	5mm x 7cm	5mm x 7cm
入数	5セット/箱	5キット/箱

一般的名称：単回使用トロカールスリーブ 販売名：ユニマックス トロッカーシステム 医療機器認証番号：228AHBZX00046000 クラスII

カニューレ(左ページのブレードレス・オプティカルトロッカーと一緒にご使用ください)



品番	FTCD05070	FTCD05100	FTCD12100	FTCD12750
規格	5mm x 7cm	5mm x 10cm	12mm x 10cm	12mm x 7.5cm
入数	5個/箱	5個/箱	5個/箱	5個/箱

一般的名称：単回使用トロカールスリーブ 販売名：ユニマックス トロッカーシステム 医療機器認証番号：228AHBZX00046000 クラスII

Laparoscopic Electrodes & Instruments

ユニマックス モノポーラ電極・シザーズはディスポーザブルの鏡視下手術用デバイスです。
ディスポ化により洗浄滅菌の手間を省き、シザーズにおいては、症例毎に新しい切れ味を提供いたします。
3mm径のラインナップも一部揃えており、より低侵襲なアプローチを可能にいたします。

モノポーラ電極



テフロンコーティングにより焦げ付きを低減

品番	FPS633050
品名	モノポーララパロ用スパチュラ電極
規格	33cm ハンドスイッチ 5mm
入数	10本/箱



コーティングなし

品番	FPL633050
品名	モノポーララパロ用Lフック電極
規格	33cm ハンドスイッチ 5mm
入数	10本/箱

一般的名称：単回使用高周波処置用内視鏡能動器具 販売名：ユニマックス モノポーラ ラパロインスト 医療機器認証番号：302ACBZX00035000 クラスII

モノポーラシザーズ



メツツェン



品番	FMS533050
品名	ユニマックス シザーズ
規格	33cm
入数	10本/箱
品番	FMS545050*
品名	ユニマックス シザーズ
規格	45cm
入数	10本/箱

ミニメツツェン



品番	FMS533054
品名	ユニマックス シザーズ
規格	33cm ミニ
入数	10本/箱
品番	FMS545054*
品名	ユニマックス シザーズ
規格	45cm ミニ
入数	10本/箱

3mmメツツェン



品番	FMS533030*
品名	ユニマックス シザーズ
規格	33cm 3mm
入数	10本/箱

※ 受注発注製品です。

一般的名称：単回使用高周波処置用内視鏡能動器具 販売名：ユニマックス モノポーラ ラパロインスト 医療機器認証番号：302ACBZX00035000 クラスII

Suction & Irrigation

ユニマックス **ユニフロー**は鏡視下手術における吸引・灌流デバイスです。ボタンのカラーリングによって白:吸引、青:灌流と見分けがつき、また、カニューレセットには吸引・灌流用のチューブが付いており、チューブ類接続の手間が省けます。また、クリックイン接続方式によってスムーズなカニューレ交換が可能です。モノポーラ出力が可能な電極付きのラインナップも揃えており、デバイスの挿抜の手間を軽減いたします。



カニューレセット

品番	FSI12805C
品名	ユニフロー カニューレセット
規格	28cm
入数	10個/箱
品番	FSI13305C
品名	ユニフロー カニューレセット
規格	33cm
入数	10個/箱
品番	FSI14505C
品名	ユニフロー カニューレセット
規格	45cm
入数	10個/箱

電極付カニューレセット・電極付カニューレ



スパチュラ電極



Lフック電極

品番	FSI83305C	品番	FSI63305C
品名	ユニフロー 電極付カニューレセット	品名	ユニフロー 電極付カニューレセット
規格	33cm スパチュラ	規格	33cm Lフック
入数	10個/箱	入数	10個/箱
品番	FSA305330 *	品番	FSA205330 *
品名	ユニフロー 電極付カニューレ	品名	ユニフロー 電極付カニューレ
規格	33cm スパチュラ	規格	33cm Lフック
入数	10本/箱	入数	10本/箱

一般の名称：内視鏡用灌流・吸引向けプローブ 販売名：ユニマックス サクションイリゲーション 医療機器認証番号：302ACBZX00016000 クラスII
※受注発注製品です。電極付カニューレはカニューレセットのシャフト部を付け替える事でご使用いただけます。

CloserDevice

ユニマックス **イージークローズ**は鏡視下手術用の閉創デバイスです。先端部は縫合糸を掛けるためのフック構造になっています。



閉創デバイス

品番	FCL100000
品名	ユニマックス イージークローズ
規格	15cm 14G
入数	10個/箱

一般の名称：内視鏡処置用縫合器 販売名：ユニマックス クロージャー 医療機器届出番号：27B1X00040000236 クラスI

Wound Retractor

※ J Case Report Vol.5 より



ユニマックス **ウンドリトラクター**は柔軟性の高いリングによって、着脱が容易で全方向から創部を均一にかつ愛護的に開創いたします。また、創部にフィットする事で創部の乾燥防止に役立ちます。※



品番	品名	規格	切開長	入数
FWR202000	ユニマックス ウンドリトラクター	XS	2-4cm	5個/箱
FWR202500	ユニマックス ウンドリトラクター	S	2.5-6cm	5個/箱
FWR205000	ユニマックス ウンドリトラクター	M	5-9cm	5個/箱
FWR209000	ユニマックス ウンドリトラクター	L	9-14cm	5個/箱
FWR211000	ユニマックス ウンドリトラクター	XL	11-17cm	5個/箱

一般的名称：単回使用開創器 販売名：ユニマックス ウンドリトラクタ 医療機器認証番号：228AHBZX00039000 クラスII

Endo Pocket Specimen Retrieval Bag

ユニマックス **エンドポケット**は鏡視下手術における臓器回収を容易に行うことが可能です。

開口部にワイヤーを使用しており、プランジャー（内筒）を腹腔内に押し出すと自動的に開口部が展開し、回収をサポートいたします。



品番	品名	規格	入数	シャフト表記	容量
FEP836080	エンドポケット	S	10本/箱	3×6インチ	200mL
FEP857080	エンドポケット	L	10本/箱	5×7インチ	750mL
FEP979000	エンドポケット デタッチャブル	XL 12mm	5本/箱		1,850mL

一般的名称：組織収納サック 販売名：ユニマックス エンドポケット 医療機器届出番号：27B1X00040000226 クラスI

Tubing Lineup


※Test result obtained from Nelson Laboratories

・滅菌ろ過効率：99.9999%

・ウイルスろ過効率：99.9998%

ユニマックス **気腹チューブ・排煙チューブ**は、鏡視下手術における気腹時のCO₂ガスと排煙時のサージカルスモークのフィルタリングを目的とした、フィルタ付きチューブです。第三者機関においてフィルタ性能を試験済みです*。排煙チューブには活性炭が含まれております。

気腹チューブ



品名	ユニマックス 気腹チューブ			
品番	FIF231510	FIF231520	FIF231530	FIF231550
規格	Oリング	フレキシブル	15mm	15/22mm
入数	10個/箱	10個/箱	10個/箱	10個/箱

一般的名称：気腹用チューブ 販売名：ユニマックス 気腹チューブ 医療機器届出番号：27B1X00040000224 クラスI

排煙チューブ



※ J Case Report Vol.10 より



品名	ユニマックス 排煙チューブ			
品番	FSE105000	FSE305000	FSE205010	FSE305010
規格		ローラーランプ	メスルアーロックコネクタ	フレキシブルコネクタ
入数	10個/箱	10個/箱	10個/箱	10個/箱
用途	トロッカーに接続	トロッカーに接続、流量調整可能	排煙用フットスイッチ連動気腹装置でのフィルタリング	トロッカー吸引器に接続 流量調整が可能

一般的名称：排気用チューブ 販売名：ユニマックス 排煙チューブ 医療機器届出番号：27B1X00040000229 クラスI

フィルタ付吸引用チューブ

品名	ユニマックス フィルタ付吸引用チューブ	
品番	FSE505000	
規格	76cm	
入数	10個/箱	
用途	病棟などの壁吸引に	

法第二条第四項適用外





製造販売元

 **JSS 株式会社ジェイ エス エス**
<http://www.jssco.co.jp/>

本 社：〒541-0045 大阪市中央区道修町1丁目6番7号 JMFビル北浜01 14F
TEL 06-6222-3751(代)・FAX 06-6222-3750

東京営業所：TEL 03-5363-8470・FAX 03-5363-8475

大阪営業所：TEL 06-6222-3757・FAX 06-6222-3756

福岡営業所：TEL 092-436-9831・FAX 092-436-9832



JSS Web TOP



JSS Web UNIMAX

●ここに掲載した製品の仕様は、改良などの理由により予告なしに変更することがあります。

●ここに掲載した製品の価格は、弊社の「価格表」をご覧ください。なお価格は、諸般の事情により予告なしに変更することがありますので、予めご了承下さい。

UM230529-2509-05-1500-24