

DynaTracTM

リトラクターシステム



リユーズブル



安定性



アルミ製フレーム



DynaTrac™ リトラクターシステム

TaTME、ISR、骨盤臓器脱 / TVM手術、痔瘻根治術などの各種手術や下部消化器外科、婦人科、泌尿器科、耳鼻咽喉科・頭頸部外科、乳腺外科などでのリトラクションが必要なシーンで活躍します。


リトラクションフレーム（リユーザブル）



ホースシュー



スクエア



フィギュア8




リユーザブルのアルミフレームを3種類ご用意。ニーズに合わせて選択いただけます。

サージカルステイ（ディスポーザブル）



5mm ブラント



5mm シャープ



12mm ブラント

※受注発注品

2種類の固定方法



フレームのみによるフローティング



Mediflex アームと併用






フレームとステイのみで固定する方法（フローティング）と、別売りのMediflex アームシステムに接続して使用する方法があります。

組み合わせの一例

- ロングリーチポール（品番69098）
- フレックスアームプラスオンリー（品番99056-QC）
- レールクランプ（品番69099）



使用症例

フレーム	使用術式と症例画像
	下部消化器外科 婦人科、泌尿器科 経肛門のアプローチ ISR、TaTME、LAR、 痔瘻根治術、骨盤臓器脱など  痔瘻根治術 Dr. Dmytro Zhavoronkov Dr. Alex Alli-Balogun (Poland) 
	経腔のアプローチ TVM、TLH、vNOTES 骨盤臓器脱 など 耳鼻咽喉科・頭頸部外科 甲状腺摘出術 副甲状腺摘出術 耳下腺切除術 頸部郭清 など  TaTME Dr. Antonio Lacy (Spain) 
	乳腺外科 乳房再建術 腋窩リンパ節郭清 など  大腸ポリペクトミー Dr. Dmytro Zhavoronkov Dr. Alex Alli-Balogun (Poland) 

Mediflex アームシステム



Mediflex アームシステムはDynaTracフレームの他、先端のホルダを変えることでスコープや鉗子の固定など用途に合わせて使用することができます。

DynaTrac

品名	品番	規格	包装単位	薬事番号
DYNATRACフレーム ホースシュー	78000-HP	21.3x19.8cm	1個/箱	※1
DYNATRACフレーム スクエア	78001-HP	18.8x18.8cm	1個/箱	※1
DYNATRACフレーム フィギュア8	78002-HP	38.9x22.6cm	1個/箱	※1
サージカルステイ	4005B-2	5mm ブラント	5セット/箱	※2
サージカルステイ	4005S-2	5mm シャープ	5セット/箱	※2
サージカルステイ	4012B-2*	12mm ブラント	5セット/箱	※2

※1 一般的名称：開創器 販売名：メディフレックス ダイナトラック 医療機器届出番号：27B1X00040000232 クラスI

※2 一般的名称：単回使用開創器 販売名：メディフレックス サージカルステイ 医療機器認証番号：305AFBZX00028000 クラスII

*受注発注製品です

Arm system

品名	品番	規格	包装単位	薬事番号
ストロングアーム レールクランプ付	73000	フロントマウント	1セット/箱	※3
ストロングアーム ショートアーム	73000-SA	フロントマウント	1セット/箱	※3
フレックスアーム プラスオンリー	99056-QC		1本/箱	※3
ロングリーチポール	69098	45cm 42cm	1本/箱	※3
レールクランプ	69099		1個/箱	※3

※3 一般的名称：内視鏡固定具 販売名：メディフレックス アームシステム 医療機器届出番号：27B1X00040000215 クラスI

製造販売元

代理店

JSS 株式会社ジェイ エス

<http://www.jssco.co.jp/>

本社：〒541-0045 大阪府大阪市中央区道修町1丁目6番7号 JMFビル北浜01 14F
TEL 06-6222-3751代・FAX 06-6222-3750

東京営業所：TEL 03-5363-8470・FAX 03-5363-8475

大阪営業所：TEL 06-6222-3757・FAX 06-6222-3756

福岡営業所：TEL 092-436-9831・FAX 092-436-9832



■ここに掲載した製品の仕様は、改良などの理由により予告なしに変更することがあります。
■ここに掲載した製品の価格は、弊社の「価格表」をご覧ください。なお価格は、諸般の事情により予告なしに変更することがありますので、予めご了承下さい。

ME230424-2607-03-300-25