


デュアル対極板



2900-C/12




2500-C/12J



2510-C/12J

Support

熱傷事故に対する補償



デュアル対極板

	品名	品番	規格	包装単位	全体面積	導電部面積
	デュアル対極板 成人用	2500-C/12J	A コード付	50枚／箱	217cm ²	128cm ²
	デュアル対極板 OS 成人用	2510 2510-C/12J	コードなし A コード付	25枚／箱 50枚／箱	221cm ²	128cm ²
	デュアル対極板 小児用	2600-C/12	A コード付	10枚／箱	145cm ²	73cm ²
	デュアル対極板 ユニバーサル	2900-C/12	3m A コード付	50枚／箱	168cm ²	105cm ²


一般の名称:処置用対極板 販売名:blaycoディスプレイザブル対極板 医療機器認証番号:220ACBZX00095000 クラスII

シングル対極板

	品名	品番	規格	包装単位	全体面積	導電部面積
	シングル対極板 成人用	2125 2125-C/10J 2125-C/00J	コードなし B コード付 C コード付	25枚／箱 50枚／箱	217cm ²	136cm ²

一般の名称:処置用対極板 販売名:blaycoディスプレイザブル対極板 医療機器認証番号:220ACBZX00095000 クラスII

リユーザブルケーブル

	品名	品番	包装単位	電気メス適合機種メーカー
	対極板ケーブル (デュアルタイプ用)	T4212	1本／袋	バリーラブ、エルベ、コンメド 他
	対極板ケーブル (シングルタイプ用)	T4210	1本／袋	バリーラブ、エルベ 他
	対極板ケーブル (ジャックコネクター用)	T4200	1本／袋	ポピー、メラ、マーチン、パーチャー 他

一般の名称:処置用対極板 販売名:blaycoディスプレイザブル対極板 医療機器認証番号:220ACBZX00095000 クラスII

製造販売元

代理店

 **JSS 株式会社ジェイ エス エス**

<http://www.jssco.co.jp/>

本社：〒541-0045 大阪市中央区道修町1丁目6番7号 JMFビル北浜01 14F

TEL 06-6222-3751(代)・FAX 06-6222-3750

東京営業所：TEL 03-5363-8470・FAX 03-5363-8475

大阪営業所：TEL 06-6222-3757・FAX 06-6222-3756

福岡営業所：TEL 092-436-9831・FAX 092-436-9832



●ここに掲載した製品の仕様は、改良などの理由により予告なしに変更することがあります。

●ここに掲載した製品の価格は、弊社の「価格表」をご覧ください。なお価格は、諸般の事情により予告なしに変更することがありますので、予めご了承下さい。

T090350-2609-16-1000-05