

Fasmedo[®]
Medical Originality

FL-210

FASMEDO

ワイヤレスヘッドライトセット

バッテリーを
腰に装着できる
延長用バッテリー
ボックス付き



形状変更
に伴う
操作性の
向上

重さを感じにくいリアバッテリー式
ヘッドライトを眉間に近づけられるダブルジョイント
好きな照度調整できるダイヤル式コントローラー
持ち運びや保管に便利な専用ケース入り

■ 製品仕様

セット内容	FL-210本体:1台、Type-Cケーブル:1本、21700バッテリー:1本、専用ケース寸法(W×H×D):37cm×13cm×25cm、取扱説明書:1冊、延長用バッテリーボックス:1個
本体寸法(W×H×D)	32cm×12cm×21cm
本体重量	370g(内蔵バッテリー含む)
LEDライトの明るさ	3,100～72,000Lux ※測定距離 30cm
色温度	5000K
バッテリー持続時間	3～10時間
USBポート	USB Type-C対応

一般的名称:額帯灯 販売名:Fasmedoワイヤレスヘッドライト 医療機器届出番号:27B1X00040000233 クラスI

製造販売元

JSS 株式会社ジェイ エス エス
<http://www.jssco.co.jp/>

本社:〒541-0045 大阪市中央区道修町1丁目6番7号 JMFビル北浜01 14F

TEL 06-6222-3751・FAX 06-6222-3750

東京営業所:TEL 03-5363-8470・FAX 03-5363-8475 大阪営業所:TEL 06-6222-3757・FAX 06-6222-3756 福岡営業所:TEL 092-436-9831・FAX 092-436-9832

●ここに掲載した製品の仕様は、改良などの理由により予告なしに変更することがあります。

●ここに掲載した製品の価格は、弊社の「価格表」をご覧ください。なお価格は、諸般の事情により予告なしに変更することがありますので、予めご了承下さい。



FM230406-2607-04-600-5